

# NOUVEAU LOGICIEL LABS POUR IMPRIMANTE



**Brady met en avant les produits dédiés au Labo !**



**Nouveauté** de ce printemps 2020 : **logiciel LABS**



## Suite Identification en laboratoire

Assurez-vous que les étiquettes pour tous vos échantillons et équipements de laboratoire sont clairs, nets, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire.

➤ Suite Brady Workstation LABS : pack d'application pour la conception d'étiquettes sur ordinateur et répondant aux principaux besoins en laboratoires

➤ Applications pour le laboratoire : étiquettes pour flacons, tubes, lamelles et autres échantillons ou équipements de laboratoire



### Concepteur personnalisé\*\*

Lorsque vous avez besoin de fonctionnalités complètes de création d'étiquettes pour rationaliser votre travail et optimiser votre investissement, l'application Concepteur personnalisé est une solution de choix. Cette application d'édition d'étiquettes de premier ordre inclut toutes les fonctions de la version Lite, plus des codes-barres et objets liés supplémentaires, ainsi que la vérification des erreurs d'étiquette, les exposants/indices, des outils d'édition avancés et bien plus encore.



### Gérer des fichiers

Vous avez besoin de consulter et d'organiser les fichiers d'étiquettes de toutes vos applications au même endroit ? L'application Gérer des fichiers vous permet de gérer tous vos fichiers enregistrés à partir d'un seul écran, avec des options de prévisualisation, catégorisation et suppression, sans devoir passer par chaque application.



### Paramètres d'étiquette

Gagnez du temps et réduisez les erreurs en configurant des paramètres d'impression horizontale et verticale par défaut, lorsque vous utilisez des étiquettes spécifiques avec une imprimante spécifique. L'application Paramètres d'étiquette vous permet de définir des étiquettes personnalisées pour les utiliser avec Brady Workstation, similaires à la fonction Etiquettes personnalisées de LabelMark.



### Partenaire d'impression\*

Gagnez du temps, réduisez les erreurs et gardez l'uniformité des étiquettes avec l'application Partenaire d'impression. Les champs non modifiables protègent les configurations et les informations, tandis que les utilisateurs peuvent facilement saisir des données variables, puis les imprimer.



### Impression par lot

L'application Impression par lot est une plateforme unique pour le regroupement de fichiers à imprimer simultanément. En regroupant des fichiers similaires à imprimer simultanément, vous pouvez économiser des rubans et des bandes. Si vous devez imprimer les mêmes fichiers encore et encore, vous pouvez enregistrer vos travaux pour accélérer la réimpression.



### Editeur de modèles

Pour des étiquettes plus précises et uniformes, le module complémentaire Editeur de modèles disponible dans les applications d'édition Concepteur personnalisé, Concepteur personnalisé version Lite et Etiquettes de texte vous permettent de définir des éléments verrouillés ou modifiables sur vos étiquettes.



### Convertisseur LabelMark 4

Disposez-vous de fichiers LabelMark 4 ? Le Convertisseur LabelMark 4 porte bien son nom. En effet, il convertit vos fichiers pour les utiliser dans Brady Workstation. Vous pouvez convertir un seul ou l'ensemble des fichiers dans le même dossier simultanément.

## IMPRIMANTES AVEC PACK D'APPLICATION BRADY LABS

Modèle d'imprimante	Option	Référence
BBP12	-	834667
BBP12	Cutter automatique	834668
i3300	-	834415
i3300	Wifi	834418
i5100	-	834671
i5100	-	834673
i5100	Cutter automatique	834672
i5100	Cutter automatique	834674
i7100	Prédécoulement étiquettes	834676
i7100	-	834675
i7100	-	834677
i7100	Prédécoulement étiquettes	837678
J2000	-	834368



## IMPRIMANTES MOBILES AVEC PACK D'APPLICATION BRADY LABS

Modèle d'imprimante	Référence
BMP51	834664
M611	834665
BMP71	834666



Retrouvez toutes les caractéristiques des imprimantes sur notre site internet