

Inserts Falcon® : différents formats

Inserts individuels Falcon® pour plaques de culture 6, 12 ou 24 Puits


- Membrane en PET facilitant l'adhérence des cellules tout en bénéficiant d'une visualisation aisée de celles-ci
- Utilisation avec les plaques Companion conçues pour un centrage parfait de l'insert dans le puits et des échanges gazeux optimums
- Emballage individuel sous blister, sans plaque
- Membrane à haute densité (plus de pores) pour une diffusion optimum entre le compartiment supérieur et inférieur du puits

Inserts solitaires Falcon® en plaques 24 ou 96 puits

- Automatisation des essais (compatibles avec les robots)
- Livrés avec une plaque réceptrice pour renouvellement du milieu
- S'adaptent aux formats de plaques 24 et 96 Falcon®

Applications

- + Etude de la perméabilité des molécules
- + Etude des transports cellulaires
- + Mesure de la migration ou de l'invasion
- + Etude du chimiotactisme



Réf.	Désignation	Type de membrane	Matière de la membrane	Unités/ carton	€/ carton
Porosité 0,4 µm					
353090	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Transparente	PET	48	NC -
353493	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
353180	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Transparente	PET	48	NC -
353494	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
353095	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	NC -
353495	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
Porosité 1 µm					
353102	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Transparente	PET	48	NC -
353103	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Transparente	PET	48	NC -
353104	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	NC -
351181	Plaque 24 puits d'inserts solitaires	Transparente	PET	5	NC -
351131	Plaque 96 puits d'inserts solitaires	Transparente	PET	5	NC -
Porosité 3 µm					
353091	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Transparente	PET	48	NC -
353092	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
353181	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Transparente	PET	48	NC -
353292	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
353096	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	NC -
353492	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Translucide haute densité	PET	48	NC -
351183	Plaque 24 puits d'inserts solitaires	Transparente	PET	5	NC -
Porosité 8 µm					
353093	Inserts individuels pour plaque 6 puits	Transparente	PET	48	NC -
353182	Inserts individuels pour plaque 12 puits	Transparente	PET	48	NC -
353097	Inserts individuels pour plaque 24 puits	Transparente	PET	48	NC -
351185	Plaque 24 puits d'inserts solitaires	Transparente	PET	5	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
353502	Plaque Companion traitée culture cellulaire pour les inserts individuels 6 puits	1	50	NC -
355467	Plaque Deep Well traitée culture cellulaire pour réceptionner les inserts individuels 6 puits	1	4	NC -
353503	Plaque Companion traitée culture cellulaire pour les inserts individuels 12 puits	1	50	NC -
353504	Plaque Companion traitée culture cellulaire pour les inserts individuels 24 puits	1	50	NC -
351186	Plaque réservoir pour recevoir la plaque d'inserts 24 puits solitaires avec couvercle	5	5	NC -
353924	Plaque réservoir pour recevoir la plaque d'inserts 96 puits solitaires avec couvercle	5	5	NC -
353938	Plaque réservoir pour la plaque 96 puits d'inserts solitaires	5	5	NC -