



## Boîtes de Petri UpCell Nunc™



Conçues pour permettre une dissociation rapide des cellules de la surface par simple changement de température.

- Pas de trypsination : protéines de surface et antigènes préservés
- Pas d'utilisation de grattoir : bonne viabilité cellulaire
- Couches de cellules récupérées peuvent être empilées afin de créer des modèles de tissus tridimensionnels et des co-cultures
- Temps de manipulation minime
- Grille 3 x 3 mm permettant la récolte de cellules individuelles en suspension ou de petites colonies



Réf.	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
Ø 35 mm						
056714	40 x 12	Membrane de support fournie	UpCell	5	30	NC -
Ø 60 mm						
056713	60 x 15	-	UpCell	5	30	NC -
056716	60 x 15	Grille	UpCell	5	30	NC -
Ø 100 mm						
056712	92 x 17	-	UpCell	1	6	NC -
056715	92 x 17	Grille	UpCell	1	6	NC -

## Boîtes de Petri traitées culture cellulaire TPP®



- Surface d'inscription jaune sur le côté du couvercle
- Un anneau "Grip" à la base, facilite l'ouverture de la boîte et l'empilement de plusieurs boîtes
- En polystyrène
- Stériles

+ d'info [Dutscher.com](http://Dutscher.com)

Réf.	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
Ø 35 mm						
067002	40 x 11	Grip	TC	20	900	NC -
Ø 60 mm						
067003	60 x 16	Grip	TC	14	840	NC -
Ø 100 mm						
193100	96 x 21	Grip	TC	10	240	NC -
Ø 150 mm						
193150	146 x 21	Grip	TC	5	100	NC -




## Boîtes de Petri traitées culture cellulaire SPL



- En polystyrène transparent de haute qualité, USP classe VI
- Grip externe : pour une meilleure préhension
- Stériles SAL 10<sup>-6</sup>

Réf.	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
Ø 35 mm						
330005	35 x 9,6	Grip	TC	10	500	NC -
Ø 60 mm						
330006	52,8 x 12,8	Grip	TC	10	500	NC -
Ø 100 mm						
330007	86,26 x 17,70	-	TC	10	200	NC -
330008	87,48 x 16,40	Grip	TC	10	200	NC -
Ø 150 mm						
330009	138,57 x 23,3	-	TC	10	120	NC -
330010	138,57 x 15,4	-	TC	10	120	NC -



## Forme carrée

- En polystyrène transparent
- Fond quadrillé pour le dénombrement des colonies

Réf.	Ø ext x h ext. (mm)	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
330045	126,40 x 126,4 x 20	Grille	TC	5	60	NC -

