

## Plaques SPL

### Plaque monopuits transparente SPL



- En polystyrène
- Stérile
- Non cytotoxique

Réf.	Spécificité	Type de fond	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
330046	Plat	Avec couvercle	TC	1	50	NC -



### Plaques et microplaques multi-puits transparentes SPL



- En polystyrène
- Stériles
- Avec couvercle
- Marquage alphanumérique
- UPS classe VI

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
330023	6	Plat	TC	1	50	NC -
330026	12	Plat	TC	1	50	NC -
330029	24	Plat	TC	1	50	NC -
330032	48	Plat	TC	1	50	NC -
330035	96	Plat	TC	1	50	NC -
330038	96	Rond	TC	1	50	NC -



### Microplaques multi-puits noires et blanches SPL



#### Microplaques multi-puits noires SPL

Pour un bruit de fond minimal et une faible dispersion de lumière.

- Stériles
- Marquage alphanumérique


Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
330042	96	Plat noir	Couvercle noir	TC	1	50	NC -

#### Microplaques multi-puits blanches SPL

Pour une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.

- Stériles
- Marquage alphanumérique

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
330041	96	Plat blanc	Couvercle	TC	1	50	NC -



## Plaques ClearLine®



### Plaques et microplaques multi-puits transparentes ClearLine®

- En polystyrène
- Stérilisées aux rayons gamma
- Marquage alphanumérique
- Pan coupé
- Taux d'endotoxines certifié < 0,5 EU/ml
- Avec couvercle



Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Traitement	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
131028C	6	Plat	TC	1	100	NC -
131024C	12	Plat	TC	1	100	NC -
131020C	24	Plat	TC	1	100	NC -
131019C	48	Plat	TC	1	100	NC -
131012C	96	Plat	TC	1	100	NC -

