

Pots pour culture végétale Greiner Bio-One

- En polystyrène transparent pour une transmission maximale de la lumière et donc une croissance rapide et réussie
- Utilisés en culture végétale ou transport d'échantillons
- Exempts de métaux lourds
- Température d'utilisation : -20 °C à 60 °C
- Dimensions Ø x h : 68 x 110 mm
- Volume de travail : 300 ml
- Couvercle entrant (pull cap)

Réf.	Stérile	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
968177*	Non	192	192	NC -
968161	Oui	192	192	NC -

*Sans couvercle.



Autres boîtes pour culture végétale

Boîtes en polystyrène sans filtre


- Stériles, non autoclavables et non réutilisables
- Fermeture non hermétique

Barquettes seules

Réf.	Volume (ml)	L x L x h (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/ carton
017001	300	145 x 101 x 40	50	600	NC -
017002	500	145 x 101 x 60	50	600	NC -
017003	750	145 x 101 x 85	50	600	NC -


Couvercles seuls

Réf.	L x l x h (mm)	Unités/ sachet	Unités/ carton	€/ carton
017004	145 x 100 x 50	50	600	NC -
017063	145 x 100 x 60	50	600	NC -



Boîtes en polypropylène avec filtre

- Filtre laissant passer l'air tout en évitant les contaminations grâce à un filtre HEPA
- Boîtes non stériles : réutilisables et autoclavables jusqu'à 7 fois
- Boîtes disponibles en version stérile (non autoclavables et non réutilisables)
- 100 % recyclables
- Echange gazeux dépendant de la longueur du filtre ; plus le filtre est long moins l'échange gazeux se fait :
 - filtres blanc et rouge recommandés pour les plantes avec un temps d'incubation long
 - filtre vert recommandé pour les plantes avec un temps d'incubation court ou nécessitant un échange gazeux important



Modèles ronds

Ø x h (mm)	80 x 40			80 x 60			97 x 50		
	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Filtre blanc	017046B	560	NC -	017042D	465	NC -	017033E	350	NC -
Filtre rouge	017048B	560	NC -	017044D	465	NC -	017035E	350	NC -
Filtre vert	017049B	560	NC -	017045D	465	NC -	017036E	350	NC -

Ø x h (mm)	97 x 80			97 x 120			75 x 114			90 x 140		
	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Filtre blanc	017028B	312	NC -	017024B	265	NC -	017037B	430	NC -	017051D	265	NC -
Filtre rouge	017031B	312	NC -	017026B	265	NC -	017039B	430	NC -	017053D	265	NC -
Filtre vert	017032B	312	NC -	017027B	265	NC -	017041B	430	NC -	017054D	265	NC -

Modèles rectangulaires

Ø x h (mm)	125 x 65 x 90		
	Réf.	Unités/ carton	€/ carton
Filtre blanc	017055	350	NC -
Filtre rouge	017057	350	NC -
Filtre vert	017058	350	NC -

