


TRIS

Réf.	Désignation	Conditionnement	€
091572B	TRIS BM	1 kg	NC -

Découpeur de bandes de gel d'agarose

- Excision de bandes de gel propre et de taille reproductible de 6 x 3 mm
- Usage unique pour éviter les contaminations
- Ne raye pas la surface des tables UV


Réf.	Désignation	Nombre de réactions	€
523337	Découpeur de bandes de gel d'agarose	50	NC -



Pointes d'aspiration de bandes de gel d'électrophorèse

- Plus besoin de scalpel, travail à une main
- Autoclavables
- Appuyer sur le bouton pour faire descendre le gelet la pointe
- Evitent les contaminations croisées
- Compatibles avec toutes les pipettes type 1000 µl (Eppendorf, Gilson)

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/sachet	€ le sachet
999068	4 x 1	250	NC -
999070	6,5 x 1	250	NC -



Scalpel pour gels d'agarose

- Pour sélectionner et sectionner les bandes d'ADN ou d'ARN sur les gels d'agarose
- En polystyrène à usage unique
- Evite d'endommager les écrans des transilluminateurs
- L x l : 154 x 13 mm
- Emballés en sachets de 10

Réf.	Désignation	€ les 10
086667B	Scalpel pour gels d'agarose	NC -

