

Plaques PCR 96 puits Detection pour ABI (série AB-1100)




- S'utilisent directement dans les séquenceurs ABI à 96 puits sans adaptateur et dans tous les appareils PCR et qPCR ABI
- La plaque blanche est adaptée à la PCR quantitative
- Demi-jupe renforcée pour une meilleure préhension par les robots
- En polypropylène vierge
- Paroi fine
- Coin coupé d'identification
- Marquage alphanumérique

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/carton	€/carton
016314	Plaque PCR 96 puits standard coloris naturel	4	25	NC -

PCR Quantitative

Plaques PCR 96 Detection Mark II pour ABI (série AB-1400)



Mêmes propriétés que la plaque PCR 96 puits AB-1100 mais avec un plateau (sans rebord dépassant du plateau).
Compatibles avec tous les appareils ABI (thermocycleurs 2700, 9600, 9700, PCR quantitative TaqMan 5700, 7000, 7300, 7500, 7700, 7900 ; séquenceurs ABIPRISM 310, 3100, 3700, 3730).

- En polypropylène vierge
- Demi-jupe renforcée pour une meilleure rigidité et manipulation robotisée
- Marquage alphanumérique disponible en noir
- Collerette autour de chaque puits pour éliminer tout risque de contamination croisée et permettre différentes méthodes de scellage
- Disponible avec codebarres pour utilisation sur le séquenceur ABI 3730 et le thermocycleur QPCR ABI 7900

Désignation	Naturel	Blanc	Noir
Compatibilité	5		
Plaque à marquage moulé	016657	016659	016660
€ les 25	NC -	NC -	NC -
Plaque à marquage imprimé noir	-	016683	-
€ les 25	-	NC -	-

Plaques PCR 96 puits flexibles Versiplates



- 12 barrettes reliées en une plaque, à utiliser avec ou sans le cadre
- Plaque utilisable en intégralité ou par barrette détachable
- Système breveté, microtubes PCR low profile
- Coloris naturel ou transparent
- Se scelle avec les adhésifs ou les films de scellé à chaud, et avec les barrettes de capuchons Thermo
- 3 types de tapis de bouchons : avec dôme, plats ou pour QPCR

Tapis Versicap	Bouchons dôme	Bouchons plats	Bouchons QPCR
Réf.	017860	017862	017864
€ les 25	NC -	NC -	NC -
Réf.	017861	017863	017865
€ les 100	NC -	NC -	NC -

Réf.	Désignation	Compatibilité	Unités/carton	€/carton
017866	Plaque PCR 96 puits Versiplate		25	NC -
017858	Plaque PCR 96 puits Versiplate blanche	Dutscher.com	25	NC -
017859	Cadre 96 puits Versiframe à jupe		25	NC -