

Réservoirs à réactifs ClearLine®



- Polystyrène grade médical blanc ou translucide
- Becs verseurs sur les 4 coins
- Fond en V
- Graduations sur les deux parois internes (précision +/- 5 %)
- Réservoirs stériles emballés par 1 ou 5



Réservoirs standard en polystyrène blanc

L x P x H int.(mm)	L x P x H ext.(mm)	Vol. (ml)	Non stérile emb/100	€/carton de 100	Stérile emb/1	€/carton de 1	Stérile emb/5	€/carton de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	097805	NC -	097801	NC -	097800	NC -
117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	50	097819	NC -	097802	NC -	097803	NC -
115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	100	097804	NC -	087806	NC -	087807	NC -

Réservoirs à 3 compartiments stériles en polystyrène blanc


Dimensions internes du compartiment (L x p x h) = 35 x 18 x 15 mm.

L x P x H int.(mm)	L x P x H ext.(mm)	Vol. (ml)	Stérile emb/1	€/carton de 1	Stérile emb/5	€/carton de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	087804	NC -	087805	NC -

Réservoirs standard en polystyrène translucide

L x P x H int.(mm)	L x P x H ext.(mm)	Vol. (ml)	Stérile emb/1	€/carton de 1	Stérile emb/5	€/carton de 5
126 x 39 x 27	149 x 69 x 27	55	006793*	NC -	006794*	NC -
118 x 50 x 33	150 x 86 x 34	100	006796**	NC -	006797**	NC -

* Fond en V tout au long du bord interne.



Astuce

Certificats ClearLine®
téléchargeables sur Dutscher.com
Saisissez les références sur Dutscher.com

Réservoirs à réactifs ClearLine®



- Réservoirs en polystyrène blanc
- Becs verseurs aux 4 coins
- Fond en V
- Gradués
- Produits dans un environnement propre, pré-stérile ou stérile



L x P x H int.(mm)	L x P x H ext.(mm)	Vol. (ml)	Non stérile emb/100	€/carton de 100	Stérile emb/1	€/carton de 1	Stérile emb/5	€/carton de 5
117 x 32 x 23	145 x 62 x 24	25	713152	NC -	713155	NC -	713158	NC -
117 x 49 x 23	145 x 82 x 27	50	713153	NC -	713156	NC -	713159	NC -
115 x 50 x 30	145 x 86 x 30	100	713154	NC -	713157	NC -	713160	NC -