


Ecouvillons pour prélèvements



Matériau tige	Bois	Plastique	Plastique	Aluminium	Aluminium flexible torsadé
Matériau embout	Coton	Coton	Rayon	Rayon	Rayon
Stérile	Oui				
Tube de transport	Non	Non	Oui (12 x 150 mm)		
Réf.	<b>390102</b>	<b>390103</b>	<b>390105</b>	<b>390106</b>	<b>390107</b>
Unité d'emb.	500	100	100	100	100
Unités/carton	5000	2000	1000	1000	1000
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Ecouvillons avec milieu de transport



Matériau tige	Plastique			Plastique			
Matériau embout	Rayon			Polyester			
Stérile	Oui						
Tube	En polypropylène, 12 x 150 mm						
Milieu de transport	Stuart	Stuart et charbon	Amies	Amies et charbon	Cary blair	Virus	Chlamydia
Réf.	<b>390108</b>	<b>390109</b>	<b>390110</b>	<b>390111</b>	<b>390112</b>	<b>390113</b>	<b>390114</b>
Unité d'emb.	100	100	100	100	50	25	25
Unités/carton	600	600	600	600	500	250	250
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

