

Cuve à coloration de type Hellendahl

- En PMP (TPX)
- Pour 8 lames en position verticale ou 16 lames mises dos à dos
- L x l x h : 58 x 54 x 86 mm
- Le xylène provoque une attaque chimique du plastique après deux jours d'exposition permanente à température ambiante



Réf.	Désignation	€
391059	Cuve à coloration de type Helledahl	NC -

Cuve à coloration de type Schifferdecker

- En PMP (TPX)
- Pour 10 lames en position verticale ou 20 lames mises dos à dos
- L x l x h : 85 x 70 x 50 mm
- Le xylène provoque une attaque chimique du plastique après deux jours d'exposition permanente à température ambiante



Réf.	Désignation	€
391060	Cuve à coloration de type Schifferdecker	NC -

Cuve à coloration à deux couvercles



- En PMP (TPX)
- S'utilise avec ou sans portoir en polypropylène pour 20 lames
- Couvercle à ouverture facilitant l'utilisation du portoir pendant les phases de coloration

Réf.	Désignation	L x l x h (mm)	€
391057	Cuve à coloration	81 x 101 x 70	NC -
391058	Portoir 20 lames	Hauteur tige comprise : 167 L x l : 70 x 86 (cuve : 81 x 101)	NC -


Cuve verticale à coloration



- En verre
- Autoclavable
- Avec couvercle

Réf.	Modèle	Dimensions (mm)	€
065213B	Rectangulaire	L x l x h = 28 x 44 x 90 mm	NC -

Pochettes d'expédition pour lames



- En polyéthylène
- Pour le transport de lames 76 x 26 mm
- Chaque lame possède son compartiment avec rail de guidage afin d'éviter d'abîmer les préparations

Réf.	Dimensions L x l x h (mm)	Nombre de places	Unités/carton	€/carton
391583	98,8 x 50,6 x 6,4	1	10	NC -
391584	70 x 84 x 6	2	10	NC -
391585	84 x 97 x 6	3	10	NC -

Pochette d'expédition pour une lame Unimailer



Pochette ingénieuse en plastique pour l'expédition d'une lame de microscopie 76 x 26 mm.

- Constituée d'une seule face sans couvercle, la pochette se ferme à l'aide d'une deuxième pochette
- Surface d'inscription
- Fermeture et verrouillage garantis par un système de clip
- Un orifice permet de la sceller par un lien inviolable
- Permet le transport et l'envoi d'un nombre illimité de lames en superposant et en clipant simplement les pochettes les unes sur les autres
- L x l x h : 89 x 29 x 6 mm

Coloris	Bleu	Vert	Rose	Blanc	Jaune	Unités/boîte	€/boîte
Réf.	039746	039747	039748	039749	039750	50	NC -