


PIPETTES DE TRANSFERT

Sélectionnez votre pipette de transfert en fonction du volume du bulbe souhaité.

	POINTE FINE		TIGE ETROITE				SPECIAL		
Volume du bulbe (ml)	4,8	3,5	0,9	3,3	8	10	0,2	0,2	0,2
Longueur (mm)	147	157	64	155	155	171	131	131	124
Goutte par ml	45	50	25	25	19	18	-	-	-
Volume bulbe + tige (ml)	8,7	5,8	1,2	4,6	15	-	1	1	0,8
Graduation (ml)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Volume goutte (µl)

Non stérile	043234	043235	043241	043251	043252	030126	043292	043293	043295
Boîte de	400	500	500	500	250	200	500	500	500
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Stérile/1	043234S	043235S	043241S	043251S	043252BS	-	-	-	-
Boîte de	400	400	500	500	250	-	-	-	-
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-
Stérile/10	043234M	043235M	043241M	043251M	043252M	-	-	-	-
Boîte de	400	500	500	500	250	-	-	-	-
€/boîte	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-	-	-	-