

Compteur décompteur 4 canaux



- Jusqu'à 4 compteurs et/ou 4 décompteurs
- 4 alarmes 1' / 4 mémoires
- Capacité : 100 h
- Décomptage par pas de 1 sec
- Dépassement de temps
- Horloge / Alarme / Alarme retardée (snooze)
- Ecran 50 x 21 mm
- Hauteur des chiffres : 20 mm
- Béquille / Pince / Aimant
- Dim : 73 x 65 x 15 mm / 70 g

Réf.	Désignation	€
095364	Compteur décompteur 4 canaux	NC -
095304B	Pile bouton LR44 (les 2)	NC -

Jumbo Timer



- Décompteur 2 canaux simultanés 24 h (par seconde)
- Compteur 24 h (par seconde)
- Horloge
- 4 affichages simultanés, 2 mémoires
- 2 alarmes 1 minute
- Décompte du temps de dépassement après alarme
- Socle pour table
- L x h x p : 95 x 140 x 15 mm

Réf.	Désignation	€
045305	Jumbo Timer	NC -
095705	Pile de recharge 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Compteur / décompteur digital 20 h avec alarme clignotante ou sonore



- Alarme sonore et lumineuse
- Décompte heures/minutes ou minutes/secondes
- Aimant et clip de fixation
- Dim. : 75 x 48 x 31 mm
- Capacité : 19 h 59 ou 99 min 59 sec
- Poids : 110 g
- Piles 2 x AAA

Réf.	Désignation	€
095390B	Compteur / décompteur avec alarme	NC -

Triple Timer



- 3 alarmes 1' / 3 mémoires
- Capacité 20 h / 1/100e sec
- Décomptage par pas de 1 sec
- Dépassement de temps
- Mémorisation des 3 temps
- Alarme sonore différente pour chaque canal
- Horloge
- Béquille / Aimant
- Ecran : 47 x 41 mm
- Dim. : 65 x 85 x 25 mm
- Poids : 100 g
- Livré avec 2 piles LR44

Réf.	Désignation	€
045307	Triple Timer	NC -
095304B	Pile LR44 (les 2)	NC -

Compteur décompteur double



- 2 alarmes 1' / 2 mémoires
- Capacité 24 h / sec
- Comptage (ou décomptage) sur 2 canaux uniquement
- Dépassement de temps
- Boitier ABS
- Ecran : 45 x 20 mm
- Béquille / Pince / Aimant
- Horloge / Alarme / Alarme retardée toutes les 5 mm (Snooze)
- Chiffres : 15 mm
- Dimensions : 90 x 65 x 20 mm
- Poids : 80 g
- Pile LR03

Réf.	Désignation	€
053265	Compteur décompteur double	NC -
095705	Pile de recharge 1,5 V R03 (les 10)	NC -