

Microplaques de screening CORNING

- En polystyrène
- Sans couvercle (sauf Réf. 003680)
- Non stérile
- Non traitée : surface hydrophobe par nature qui fixe les biomolécules par des interactions passives

- Plaques 96 puits : 25-125 µl (demi-puits) ; 75-200 µl (standard)
- Plaque 384 puits : 5-40 µl (demi-puits) ; 20-80 µl (standard)
- Plaque 1536 puits : 1-8 µl

Microplaques transparentes

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Stérile	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003695	96	Plat	Demi-puits	Non	25	100	NC -
003366	96	Rond	-	Non	25	100	NC -
003367	96	Rond	-	Oui	1	50	NC -
003795	96	Rond	-	Oui	25	100	NC -
003798*	96	Rond	-	Non	25	100	NC -
003797	96	Rond	-	Non	25	100	NC -
003896	96	Conique	-	Oui	1	48	NC -
003897	96	Conique	-	Non	25	100	NC -
003898*	96	Conique	-	Non	25	100	NC -
003680	384	Plat	Avec couvercle	Oui	20	100	NC -
003702	384	Plat	-	Non	25	100	NC -

* Traité pour améliorer l'hydrophobicité pour l'héماغglutination et les tests d'agglutination.

Microplaques noires

Réf.	Nbr de puits	Type de fond	Spécificité	Stérile	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003694	96	Plat - Noir	Demi-puits	Non	25	100	NC -
003631	96	Plat - Transparent	-	Non	25	100	NC -
003880	96	Plat - Transparent	Demi-puits	Non	25	100	NC -
003792	96	Rond - Noir	-	Non	25	100	NC -
003821	384	Plat - Noir	Vol. réduit	Non	10	50	NC -
003540	384	Plat - Transparent	Vol. réduit	Non	10	50	NC -
003724	1536	Plat - Noir	-	Non	10	50	NC -
003891	1536	Plat - Transparent	-	Non	10	50	NC -
003936	1536	Rond - Noir	-	Non	10	50	NC -

Microplaques pour NBS™ CORNING

- En polystyrène
- Surface non liante NBS™ : surface hydrophile non ionique (semblable à l'oxyde de polyéthylène) qui minimise les interactions moléculaires
- Idéales pour réduire la liaison des protéines et des acides nucléiques à de faibles concentrations et pour augmenter le rapport signal/bruit
- Sans couvercle
- Non stérile

Microplaques transparentes

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003641	96	Plat	-	25	100	NC -
003640	384	Plat	-	25	100	NC -

Microplaques blanches

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003605	96	Rond - Blanc	-	25	100	NC -
003600	96	Plat - Blanc	-	25	100	NC -
003990	96	Plat - Blanc	-	5	25	NC -
003992	96	Plat - Blanc	Demi-puits	5	25	NC -
003884	96	Plat - Transparent	Demi-puits	25	100	NC -
003994	96	Plat - Transparent	Demi-puits	5	25	NC -
003604	96	Plat - Transparent	-	25	100	NC -
003574	384	Plat - Blanc	Avec rebord bas	10	50	NC -
003729	1536	Rond - Blanc	-	10	50	NC -



Microplaques blanches

Réf.	Nbr de puits	Type de fond	Spécificité	Stérile	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003693	96	Plat - Blanc	Demi-puits	Non	25	100	NC -
003632	96	Plat - Transparent	-	Non	25	100	NC -
003883	96	Plat - Transparent	Demi-puits	Non	25	100	NC -
003725	1536	Plat - Blanc	-	Non	10	50	NC -
003937	1536	Rond - Blanc	-	Non	10	50	NC -

Microplaques noires

Réf.	Nombre de puits	Type de fond	Spécificité	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
003650	96	Plat - Noir	-	25	100	NC -
003991	96	Plat - Noir	-	5	25	NC -
003993	96	Plat - Noir	Demi-puits	5	25	NC -
003881	96	Plat - Transparent	Demi-puits	25	100	NC -
003651	96	Plat - Transparent	-	25	100	NC -
003575	384	Plat - Noir	Avec rebord bas	10	50	NC -
003820	384	Plat - Noir	Volume réduit	10	50	NC -
003544	384	Plat - Transparent	Volume réduit	10	50	NC -
003728	1536	Plat - Noir	-	10	50	NC -
003895	1536	Plat - Transparent	-	10	50	NC -

Prix indicatifs et exprimés hors taxes. Consultez Dutscher.com

STOCKAGE SCREENING