


Logiciels DP5

Compatibles uniquement avec les lecteurs de code-barres 2D avec caméra. 2 versions disponibles selon vos besoins.



Version Network : contrôle à distance

- Contrôle de plusieurs scanners sur un serveur à partir d'un seul appareil
- Contrôle de plusieurs lecteurs de code-barres 2D directement via téléphone, une tablette ou un ordinateur connecté au wifi
- Fonction script permet un haut niveau d'automatisation du traitement des données, exportation des fichiers vers une base de données, Excel, mail ou tout autre programme compatible
- Emportez un scanner n'importe où, exécutez une analyse sur un appareil portatif et renvoyez ce fichier à n'importe quel ordinateur dans une variété de formats

Version standard, incluse :

simple, intuitive, prête à être utilisée en quelques minutes

- Contrôle via connexion directe à l'ordinateur
- Mise à l'échelle automatique pour fonctionner avec les derniers écrans 4K
- Compatible avec tous les lecteurs de code-barres 2D Ziath avec caméra: Mirage, Cube, et Express
- Exportation des données au format Excel, text, JSON, XML et les images scannées peuvent aussi être sauvegardées
- Fonction de contrôle à distance permettant une intégration directe avec les robots de manipulation de liquides et autres appareils externes compatibles
- Paramètres de numérisation et d'exportation peuvent être attribués individuellement pour chaque type de rack utilisé
- Détection automatique des racks et création de modèle de rack en standard

Lecteurs de code-barres avec caméra

Lecteurs de code-barres Cube



- Compatible racks format SBS et cryoboîtes pour 81, 100 et 196 tubes
- Dimensions l x L x H (mm) : 152 x 174 x 146
- Rapide, lecture en 1-2 secondes
- Précalibré, prêt à l'emploi
- Livré avec adaptateur pour rack et cryoboîte, adaptateur secteur, logiciel, câble USB pour connexion à un ordinateur et mode d'emploi

Réf.	Désignation	€
779889	Lecteur de code-barre 2D Cube avec logiciel DP5	NC -
779897	Lecteur de code-barre 2D Cube avec cryoprotection et logiciel DP5	NC -

Lecteurs de code-barres Mirage



- Compatible avec tous les racks 24, 48 et 96 tubes format SBS
- Compact l x L x H (mm) : 208 x 135 x 80
- Faible hauteur lui permettant d'être utilisé en intégration robotique
- Précalibré, prêt à l'emploi
- Livré avec adaptateur secteur, logiciel, câble USB pour connexion à un ordinateur et mode d'emploi

Réf.	Désignation	€
779893	Lecteur de code-barre 2D Mirage avec logiciel DP5	NC -
779898	Lecteur de code-barre 2D Mirage avec cryoprotection et logiciel DP5	NC -
779995	Lecteur de code-barre 2D Mirage avec logiciel DP5 Network	NC -
779996	Lecteur de code-barre 2D Mirage avec cryoprotection et logiciel DP5 Network	NC -