

Dispositifs de pipetage

Dispositifs de pipetage pour toutes les pipettes jaugées et graduées de 0,1 à 200 ml.

- **Aspiration** : une fois la poire comprimée, l'actionnement du levier permet l'aspiration du liquide, avec contrôle aisé de la vitesse
- **Distribution** : le liquide est refoulé par abaissement du levier
- **Purge** : par appui sur le bouton en caoutchouc, les dernières gouttes (ménisque) sont éjectées de la pipette

Bleu	Rose	Vert	Gris	€
092475	092476	092474	092473	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
092480	Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	1	NC -
042350	Membrane filtrante 3 µm (PP, PTFE), non stérilisée	10	NC -
092379	Adaptateur (silicone), 44 mm de long	1	NC -
092478	Boîte de l'adaptateur (PP), 49 mm de long	1	NC -
092479	Soufflet d'aspiration (silicone), anneau à vis (PP)	1	NC -
092481	Système de soupapes (PP, PTFE, silicone)	1	NC -



Dispositif de pipetage bleu

- Dimensions (mm) : 230 x 54 x 54
- Poignée ergonomique
- Compatible avec les pipettes sérologiques, plastique ou verre, de 1 à 100 ml
- Contrôle de la vitesse d'aspiration/distribution grâce à une barre T
- 2 embouts supplémentaires (vert et bleu) inclus
- Filtre 45 µm hydrophobe
- L'embout en PP et l'adaptateur en silicone sont autoclavables

Réf.	Désignation	€
320554	Dispositif pipetage bleu	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
320187	Filtre de remplacement 0,45 µm, pack de 5	NC -



Auxiliaires de pipetage

- Confortables et simple à utiliser
- Contrôle du pipetage précis
- Robustes et légers
- Maintenance facile
- Convient pour les pipettes volumétriques et graduées, le verre ou le plastique, de 0,1 à 100 ml
- Filtre de rechange 3 µm remplaçable

Coloris	Bleu	Vert	Jaune	€
Réf.	861000B	861002B	861003B	NC -

Accessoire

Réf.	Désignation	€
861005	Filtre 3 µm de rechange	NC -

