

Dispensette S / Dispensette S organic Brand

- Distributeur adaptable sur tous les flacons de réactifs
- Ajustable, rotation de la dispensette sur 360°
- Démontage facile pour le nettoyage
- Autoclavable à 121 °C
- Livré avec adaptateurs, certificat, tube d'aspiration et clé de montage
- Dispensette S (code couleur rouge) : pour la distribution de réactifs agressifs, notamment les acides et bases concentrés comme les H₃PO₄, H₂SO₄ (sauf les HCl, HNO₃ et HF par ex.), solutions salines ainsi que nombre de solvants organiques
- Dispensette S Organic (code couleur jaune) : idéale pour la distribution des solvants organiques, notamment les hydrocarbures chlorés et fluorés (ex. trichlorotrifluoroéthane et dichlorométhane), les acides comme les HCl et HNO₃ concentrés (sauf HF), l'acide trifluoroacétique (TFA), le tétrahydrofurane (THF) et les peroxydes



Capacité nominale (ml)	Adaptateurs fournis pour flacons	Longueur tube
1, 2, 5, 10	GL24-25, GL28/S 28, GL32-33, GL18, S40	125 - 240
25, 50, 100	GL32-33, GL38, S 40	170 - 330

Dispensette S volume variable

Volume distribué (ml)	Dispensette analogique avec soupape		Dispensette analogique sans soupape		Dispensette digitale avec soupape		Dispensette digitale sans soupape	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,1 - 1	090094B	NC -	090093B	NC -	781883	NC -	781692	NC -
0,2 - 2	090096B	NC -	090095B	NC -	090119B	NC -	090118B	NC -
0,5 - 5	068818B	NC -	090097B	NC -	068817B	NC -	090120B	NC -
1 - 10	090099B	NC -	090098B	NC -	092408B	NC -	090121B	NC -
2,5 - 25	090106B	NC -	090105B	NC -	092409B	NC -	090122B	NC -
5 - 50	090558B	NC -	090107B	NC -	092410B	NC -	090252B	NC -
10 - 100	090109B	NC -	090108B	NC -	-	-	-	-

Dispensette S volume fixe

Volume (ml)	Sans soupape de purge		Avec soupape de purge	
	Réf.	€	Réf.	€
1	090110B	NC -	090111B	NC -
2	090112B	NC -	090113B	NC -
5	090114B	NC -	090115B	NC -
10	090116B	NC -	090117B	NC -



Dispensette S Organic volume variable

Volume distribué (ml)	Dispensette S Organic digitale				Dispensette S Organic analogique			
	Sans soupape de purge		Avec soupape de purge		Sans soupape de purge		Avec soupape de purge	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
0,5 - 5	090141B	NC -	090142B	NC -	090123B	NC -	090124B	NC -
1 - 10	090143B	NC -	092411B	NC -	090125B	NC -	090126B	NC -
2,5 - 25	092425B	NC -	092413B	NC -	090127B	NC -	090128B	NC -
5 - 50	090144B	NC -	092414B	NC -	090131B	NC -	090132B	NC -
10 - 100	-	-	-	-	090133B	NC -	090134B	NC -

Dispensette S Organic volume fixe

Volume (ml)	Sans soupape de purge		Avec soupape de purge	
	Réf.	€	Réf.	€
5	090135B	NC -	090136B	NC -
10	090138B	NC -	090139B	NC -



100% énergie renouvelable
+ packaging 90% matière recyclée
+ fabriqué en Allemagne