

Pointes Hamilton CO-RE Tips pour robots STARLINE et NIMBUS



- Pointes en polypropylène avec ou sans filtre
- Filtre en polyéthylène
- Pointes noires conductrices, pointes transparentes non conductrices (sauf réf. 235965)
- Certifiées « pureté biologique testée »
- Technologie CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) : chaque pointe est dotée d'une rainure interne O-Ring
- Conditionnements :
 - sous blister (5 plateaux de 24 ou 96 pointes emballés en barquettes sous blister)
 - Pack NTR : Nested Tip Rack 20 x 96 (ou 20 x 384) : 5 rangées de 4 racks empilés sur un cadre jetable
 - 1T Tray : chargeurs individuels de 4 pointes
- Traçabilité :
 - code-barres (code 128 subset B ou C) sur chaque sous-emballage (de 4, 24, 96 ou 384)
 - numéro d'identification unique, de lot, de produit, date de fabrication et volume de pointe inscrits
 - 5 couleurs de code-barres assorties



NTR 20 x 96 pointes



Blister 5 x 96 pointes

Pointes pour tête CO-RE 96

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|-----------------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|------|
| | | | | | | Réf. | € | Réf. | € | Réf. | € | Réf. | € |
| 0,5 - 10 | 29,9 | 0,3 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235936 | NC - | 235901 | NC - | 235935 | NC - | 235900 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | - | - | 235949 | NC - | |
| 0,5 - 50 | 50,4 | 0,4 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235979 | NC - | 235948 | NC - | 235978 | NC - | 235966 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | 235987 | NC - | 235947 | NC - | |
| 10 - 300 | 59,9 | 0,4 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | 235938 | NC - | 235903 | NC - | 235937 | NC - | 235902 | NC - |
| | | | | 6 packs NTR (20 x 96) | 11520 | - | - | - | 235985 | NC - | 235950 | NC - | |
| 10 - 300 | 95 (fine) | 0,4 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235646 | NC - | 235647 | NC - | 235648 | NC - | 235806 | NC - |
| 10 - 1000 | 95,1 | 0,7 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235940 | NC - | 235905 | NC - | 235939 | NC - | 235904 | NC - |

* La pointe Réf. D235965 (10 - 300 µl, coloris naturel) est conductrice

Pointes larges spéciales «wide bore tips» pour tête CO-RE 96



235452 et 235688

235541 et 235444

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Non stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|----------------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|
| | | | | | | Réf. | € | Réf. | € | Réf. | € |
| 10 - 300 | 52,2 | 0,71 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | - | - | 235452 | NC - | 235688 | NC - |
| 10 - 300 | 51,6 | 1,55 | Noir | 12 blisters (5 x 96) | 5760 | - | - | 235449 | NC - | 235451 | NC - |
| 10 - 1000 | 91,8 | 1,2 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | 235677 | NC - | 235678 | NC - | 235679 | NC - |
| 10 - 1000 | 80,1 | 3,2 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 3840 | - | - | 235541 | NC - | 235444 | NC - |

Pointes spéciales «piercing tips» pour tête CO-RE 96



Piercing tip

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/carton | Stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|------|---------------------|------|
| | | | | | | Réf. | € | Réf. | € |
| 2 - 150 | 65,0 | 0,4 | Noir | 8 blisters (5 x 96) | 5760 | 235649 | NC - | - | - |
| 2 - 250 | | | | | | - | - | 235659 | NC - |

Pointes pour tête CO-RE 384

| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/carton | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|------------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|------|
| | | | | | | Réf. | € | Réf. | € |
| 0,5 - 50 | 39,5 | 0,4 | Noir | 1 NTR (20 x 384) | 7680 | 235694 | NC - | 235989 | NC - |
| | | | | 1 NTR (20 x 96) | 1920 | 235695 | NC - | 235993 | NC - |
| | | | Naturel | 1 NTR (20 x 384) | 7680 | - | - | 235446 | NC - |
| | | | | 1 NTR (20 x 96) | 1920 | - | - | 235447 | NC - |

Pointes spéciales 4-en-1 «Rocket Tips» pour tête CO-RE 384

Vendues en plateaux de 96, mais chaque pointe contient 4 compartiments.
Conçues pour les têtes à 384 canaux.

235974



| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/ carton | Non stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|-------------------------|------|
| | | | | | | Réf. | € |
| 2 - 300 µl | 70,1 | 0,9 | noir | 10 Blister (5 x 96) | 4800 | 235974 | NC - |

Pointes CO-RE extra-large 4 et 5 ml



| Volume (µl) | Longueur (mm) | Ø Int. (mm) | Coloris | Conditionnement | Pointes/ carton | Stérile avec filtre | | Non stérile avec filtre | | Stérile sans filtre | | Non stérile sans filtre | |
|-------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-----------------|---------------------|------|-------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|---|
| | | | | | | Réf. | € | Réf. | € | Réf. | € | Réf. | € |
| 5 - 4000 | 118 | 1,05 | Noir | 6 blisters (5 x 24) | 720 | 184023 | NC - | 184021 | NC - | - | - | - | - |
| 5 - 5000 | | | | | | - | - | - | 184022 | NC - | 184020 | NC - | |
| 5 - 4000 | 118 | 1,05 | Noir | 24 Tray 1T (24 x 4) | 96 | - | - | 194053 | NC - | - | - | - | - |
| 5 - 5000 | | | | | | - | - | - | - | 194050 | NC - | | |



Pointes robotiques pour Tecan et Qiagen

Pointes fines en polypropylène naturel clair ou en graphite noir conducteur spécifiquement destinées aux robots Tecan® et Qiagen®.

- En vrac ou sur rack à plateau chargeable directement sur l'appareil
- Très haute qualité, précision et reproductibilité

| Coloris | Volume | Cond. | Vrac | | Sur rack de 96 | |
|--------------------|----------|-------|--------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | Réf. | € le sachet | Réf. | € les 5 x 2 racks |
| Pour TECAN | | | | | | |
| Graphite noir | 20 µl | 960 | - | - | 071300 | NC - |
| PP naturel | 50 µl | 960 | - | - | 071310 | NC - |
| Graphite noir | 50 µl | 960 | - | - | 071306 | NC - |
| PP naturel | 200 µl | 960 | - | - | 071324 | NC - |
| Graphite noir | 200 µl | 960 | - | - | 071314 | NC - |
| PP naturel | 1 000 µl | 960 | - | - | - | - |
| Graphite noir | 1 000 µl | 960 | - | - | 071317 | NC - |
| Pour QIAGEN | | | | | | |
| Graphite noir | 300 µl | 960 | 071321 | NC - | 071320 | NC - |
| Graphite noir | 1 100 µl | 960 | 071323 | NC - | 071322 | NC - |

