

TUBES AVEC PAS DE VIS EN POLYPROPYLENE

Bouchons pour tubes en polypropylène Simport® (page précédente)



Pour tube Réf.	040769	040770	040779	040771	040772	039235	040773	040774	040780
Réf. bouchon blanc à lèvres de scellé	040775	040777	-	039237	040775	039237	040775	040778	-
Unités/carton	1000	1000	-	1000	1000	1000	1000	500	-
€/carton	NC -	NC -	-	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	-
Réf. bouchon blanc avec joint O-Ring	-	-	-	039238	-	039238	-	-	-
Unités/carton	-	-	-	1000	-	1000	-	-	-
€/carton	-	-	-	NC -	-	NC -	-	-	-
Réf. bouchon blanc inviolable	040781	-	040782	-	040781	-	040781	-	040783
Unités/carton	1000	-	1000	-	1000	-	1000	-	500
€/carton	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -	-	NC -

Tubes en polypropylène Labcon



Volume (ml)	5	10
Diamètre (mm)		15,2
Hauteur (mm)	60,2	94
Matière		Polypropylène
Stérile	Non	Non
Fond		Conique
Bouchon		Oui
Autoclavable		Oui
Vitesse max de centrifugation (g)		12000
Jupe		Oui
Graduation		Oui, incrément 1 ml
Zone de marquage		Oui
Coloris		Translucide
Températures d'utilisation		-80 °C à +122 °C
Spécificités	Exempt de DNases, RNases, d'ATP et d'endotoxines, certifié faibles traces métaux, conforme IATA 95 kPa, USP classe VI	
Unités/carton	2 sachets de 500 tubes et 2 sachets de 500 bouchons	2 sachets de 500 tubes et 2 sachets de 500 bouchons
Réf. bouchon vert	950680	950684
€/carton	NC -	NC -