

## Portoir multi-diamètres pour tubes



- En polypropylène autoclavable
- Attachable, empilable
- 25 places (5 x 5), avec index numérique
- Dimensions : 122 x 116 x 52 mm
- Pour tous tubes de Ø 8 mm jusqu'à 17 mm
- Résistant aux températures variant entre - 80 °C et + 121 °C

Réf.	Désignation	€
140433	Portoir pour tubes multi-diamètres	NC -

## Rack bas pour flacons

- Pour 30 flacons ø 23 mm
- En acrylique
- Dimensions : 310 x 110 x 22 mm

Réf.	Désignation	€
085112	Rack bas pour 30 flacons ø 23 mm	NC -



## Portoirs en fibre de verre renforcée



Rack à piques. Autoclavables.


Réf.	Pour tubes de ø (mm)	Puits	Couleur	€
037855	14 - 17	50	Blanc	NC -
037856	14 - 17	50	Bleu	NC -
037857	10 - 13	96	Blanc	NC -
037858	10 - 13	96	Bleu	NC -

## Portoirs à piques

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE

Portoirs à piques en polypropylène pour tubes à hémolyse et tubes à essais.

- Ne flottent pas au bain-marie
- Peuvent servir d'égouttoirs à tubes
- Peuvent être utilisés avec des plaques d'électrophorèse ou de chromatographie
- Autoclavables



Réf.	Pour tubes de ø (mm)	Capacité	Couleur	L x l x h (mm)	Unités/boîte	€
029070	10 à 13	8 x 12	Blanc	179 x 127 x 64	2	NC -
029071	10 à 13	8 x 12	Bleu	179 x 127 x 64	2	NC -
029072	14 à 17	5 x 10	Blanc	187 x 105 x 70	2	NC -
029073	14 à 17	5 x 10	Bleu	187 x 105 x 70	2	NC -