

Cryotubes Nalgene

Cryotubes en polypropylène à bouchon à pas de vis externe en polyéthylène haute densité (HDPE). Avec ou sans graduation. Les modèles stériles sont stérilisés aux rayons gamma, non pyrogènes et non cytotoxiques. Les modèles non stériles ne sont pas autoclavables.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Grad.	Stérile	Unités/sachet	€/sachet*
028001	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	25	NC -
028038	2	13,5 x 48	Oui	Oui	25	NC -
028039	5	13,5 x 92	Oui	Oui	10	NC -

* Tous les Cryovials sont livrables en boîte.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Grad.	Stérile	Unités/sachet	Unités/boîte	€/boîte
028040	1,2	13,5 x 38	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028041	2	13,5 x 48	Oui	Oui	1000	1000	NC -
028042	1,2	13,5 x 38	Non	Non	1000	1000	NC -
028043	2	13,5 x 48	Non	Non	1000	1000	NC -

Tige d'aluminium pour Cryotubes Nalgene

Tige pour cryotubes à utiliser dans les cryoconservateurs ou en Dewar. Chaque tige se complète par un onglet de couleur en aluminium pour identification.

Réf.	Désignation	€/les 12
029087	Tige longueur 290 mm pour 5 Cryotubes	NC -
029088	Tige longueur 300 mm pour 6 Cryotubes	NC -

Onglets pour tige d'aluminium

Coloris	Blanc	€/les 100
Réf.	029089	NC -

Portoir pour cryotubes



Portoir autobloquant pour 5 rangées de 10 tubes. En polycarbonate blanc. L x l x h : 192 x 102 x 28 mm.

Réf.	Désignation	Capacité cryotubes	€
028045	Portoir pour cryotubes	5 x 10	NC -

Cryotubes système 100

Cryotubes en polypropylène de 1 ou 1,5 ml à pas de vis externe. Pour stockage d'échantillons en congélateur mécanique ou en phase vapeur d'azote. Capuchon vissant avec joint pour assurer une meilleure étanchéité.

- Centrifugeables jusqu'à 8000 g
- Stérilisés aux rayons gamma
- Autostables

Réf.	Désignation	ø x h (mm)	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
028048	Cryotubes 1 ml syst. 100	12 x 38	25	500	NC -
028049	Cryotubes 1,5 ml syst. 100	12 x 48	25	500	NC -



Inserts code-couleur pour Cryovials Nalgene

Inserts de couleur d'identification à insérer dans le bouchon.

Coloris	Blanc	Jaune	Bleu	Vert	Rouge	€/les 100
Réf.	028111	028112	028113	028114	028115	NC -



Tige aluminium



Racks verrouillables pour cryotubes Nunc et Nalgene



- En polycarbonate
- Compatibles avec les cryotubes Nunc et Nalgene
- Pour 48 cryotubes à pas de vis interne ou 24 cryotubes à pas de vis externe
- Couvercle à charnières avec système de verrouillage
- Format standard
- Pour le stockage dans la vapeur d'azote liquide

Réf.	Désignation	Dimensions (mm)	€/les 10
056794	Rack verrouillable pour cryotubes 1 - 2 ml	128 x 86 x 55	NC -
056795	Rack verrouillable pour cryotubes 3,6 - 5 ml	128 x 86 x 96	NC -

