


## Cryoboîtes blanches en carton ClearLine®

ClearLine



- En carton hydrophobe
- Avec ou sans séparateurs montés dans la boîte
- Température min. : -196 °C

Capacité	Dim. (mm)	Séparateur	Réf.	€	Dim. (mm)	Réf.	€
-	133 x 133 x 51	Non	<b>972014</b>	<b>NC -</b>	133 x 133 x 75	<b>972017</b>	<b>NC -</b>
81 cryotubes	133 x 133 x 51	Oui	<b>972015</b>	<b>NC -</b>	133 x 133 x 75	<b>972018</b>	<b>NC -</b>
100 microtubes	133 x 133 x 51	Oui	<b>972016</b>	<b>NC -</b>	133 x 133 x 75	<b>972019</b>	<b>NC -</b>

## Cryoboîtes ID-color



- En carton hydrophobe
- Séparateurs en polypropylène
- Pour microtubes et cryotubes 1,5/2 ml à 5 ml
- Grille alphanumérique sur le couvercle, le fond et les 4 côtés
- 5 coloris : rouge, jaune, bleu, vert et blanc
- (\*sauf 010222 et 010221B : 5 boîtes bleues)
- Couvercle à charnières

Réf.	Diviseurs	Dimensions L x l x h (mm)	Unités/ carton	€/ carton
<b>010216</b>	9 x 9	133 x 133 x 52	5	<b>NC -</b>
<b>010222*</b>	9 x 9	133 x 133 x 76	5	<b>NC -</b>
<b>010217</b>	10 x 10	133 x 133 x 52	5	<b>NC -</b>
<b>010221B*</b>	10 x 10	133 x 133 x 36	5	<b>NC -</b>

## Cryoboîtes NUNC

Thermo SCIENTIFIC | nunc



- En carton blanc

Réf.	Dimensions (mm)	Capacité cryotubes	Unités/ carton	€/ carton
<b>039502N</b>	145 x 145 x 53	10 x 10	42	<b>NC -</b>
<b>056057</b>	145 x 145 x 75	10 x 10	30	<b>NC -</b>
<b>056237</b>	132 x 132 x 51	9 x 9	48	<b>NC -</b>
<b>056533</b>	132 x 132 x 75	9 x 9	30	<b>NC -</b>