

Cryoboîtes en carton marquage complet

- Cryoboîtes en carton hydrophobe
- Pour 100 microtubes
- Marquage par :
 - grille alphanumérique sur couvercle sur rebords externes ;
 - détrompeur sur le couvercle et un côté de la boîte ;
 - indication N° de la boîte et date
- 3 hauteurs (avec couvercle) : 52 mm, 77 mm et 95 mm



Réf.	Dim. avec couvercle h x l x p (mm)	Capacité cryotubes	€
141561	52 x 136 x 136	100	NC -
141562	75 x 136 x 136	100	NC -
141563	95 x 136 x 136	100	NC -

Cryoboîtes en carton avec drainage

- En carton blanc hydrophobe
- Avec grilles de marquage des emplacements (interne et externe)
- Ouverture sur le fond pour drainage azote liquide ou eau
- Etiquette d'identification du produit sur la boîte

L x l x h (mm) 133 x 133 x 51 133 x 133 x 76 146 x 146 x 124 76 x 76 x 51

Boîte seule

Réf.	141278	141279	141277	-
€	NC -	NC -	NC -	-

Séparateurs seuls

Ouverture croisillons	Cap. tubes				
9,5 mm (microtubes 0,5 ml)	144	141288	141288	-	-
11,5 mm (microtubes)	100	141287	141287	-	-
12,7 mm (cryotubes)	81	141286	141286	-	-
14,6 mm	64	141285	141285	-	-
16,7 mm	49	141284	141284	-	-
22 mm (tube 15 ml)	36	-	-	141283	-
24,5 mm	25	141282	141282	-	-
33,5 mm (tube 50 ml)	16	-	-	141280	-
€		NC -	NC -	NC -	-

Boîte + séparateurs

12,7 mm (cryotubes)	81	141290	-	-	-
11,5 mm (microtubes)	100	-	141291	-	-
12 mm (cryotubes)	25	-	-	-	141289
€		NC -	NC -	-	NC -



Cryoboîtes à bords colorés

- En carton hydrophobe
- Bandes colorées sur les bords du couvercle
- Grandes zones de marquage pour identification
- Séparateurs à commander séparément
- Etiquette d'identification du produit sur la boîte

Coloris	Vert	Bleu	Orange	Rose	Violet
Réf.	141371	141372	141373	141374	141375
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -



Séparateurs

Réf.	Désignation	€
141287	Séparateurs pour 100 microtubes Ø 11,5 mm	NC -
141286	Séparateurs pour 81 cryotubes Ø 12,7 mm	NC -

Boîtes de congélation en carton pour tubes PCR 0,2 ml

- Pour tubes PCR 0,2 ml ou barrettes de tubes
- 2 unités empilables dans un emplacement
- Livrées avec diviseurs
- Etiquette d'identification du produit sur la boîte

Réf.	Capacité	Dimensions l x p x h (mm)	€
141368	196 tubes PCR 0,2ml ou 20 barrettes de 8 tubes * ou 16 barrettes de 12 tubes *	133,3 x 133,3 x 25,4	NC -

