

## Boîtes de stockage pour 81 ou 100 tubes



- Pour tubes 1,5/2 ml ou cryotubes
- Couvercle à charnières (modèles pour 100 tubes) ou coiffant (modèles pour 81 tubes)
- Capacité des boîtes indiquée sur le côté
- En polypropylène autoclavable

L x l x h (mm)	130 x 130 x 47	141 x 151 x 57
Capacité tubes	81	100
Naturel	320126	320134
Bleu	320127	320763
Vert	320128	320764
Rose	320129	-
Jaune	320130	320765
Orange	320131	320766
Assortis	320132	320135
Noir	320133	320136
€ les 5	NC -	NC -

## Cryoboîtes en polypropylène à monter



- En polypropylène ondulé
- Auto-assemblables
- Ne craignent pas l'humidité
- Séparateurs pré-assemblés inclus
- Utilisables jusqu'à - 80 °C

Pour	Tubes PCR 0,2 ml	Microtubes 0,5 ml	Microtubes 1,5/2 ml	Flacons 17 mm	Microtubes 5 ml	Tubes 15 ml	Tubes 50 ml
Emplacements	144	81	81	100	25	36	16
Ø max. (mm)	7,9	12	12	17	22,6	19,8	31,6
Dimensions l x p x h (mm)	133 x 130 x 30	133 x 130 x 42	133 x 133 x 51	187,9 x 198,1 x 40,6	133 x 130 x 75	145 x 147 x 120	145 x 147 x 120
Naturel	320500	320504	320148	320673	320511	320515	320519
Bleu	-	320505	320508	-	320512	320516	320520
Unités/carton	10	10	10	10	10	10	10
€/carton	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

## Boîtes pour congélation en polypropylène coloris assortis



- Pour tubes de 1,5 et 2 ml ou cryotubes
- Autoclavables
- Avec couvercle à marquage alphanumérique utilisable de -90 °C à + 121 °C
- Coloris assortis : rose, vert clair, bleu pâle, jaune pâle, transparent

Réf.	Capacité	Dimensions L x l x h (mm)	Unités/carton	€/carton
010202B	25 tubes	75 x 75 x 53	5	NC -
010203	81 tubes	132 x 132 x 52	5	NC -
010204*	100 tubes	141 x 154 x 55	5	NC -
010261	100 tubes	133 x 133 x 52	5	NC -

\* Couvercle à charnières.