

Boîtes pour congélation en polypropylène



Boîtes en polypropylène pour congélation jusqu'à -90 °C.

2 choix de hauteur :

- + 45 mm (le couvercle repose sur le capuchon des cryotubes) ;
- + ou 50 mm (espace entre le capuchon du cryotube et le couvercle) ;

Le modèle * présente un index alphanumérique sur la boîte.

- Couvercle transparent coiffant
- Croisillons inclus
- Autoclavables
- Dimensions standard pour tous types de congélateurs

Boîtes de hauteur 45 mm et 50 mm - marquage alphanumérique : * à côté de chaque puits - ** sur les 4 faces de la boîte uniquement - *** sur les 4 faces et sur le dessous de la boîte

| L x l x h avec couvercle (mm) | 130 x 130 x 45 - 53 | | | | 130 x 130 x 50 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | A | C | B | A | A | C | B | A | | | | |
| Photo | | | | | | | | | | | | |
| Capacité tubes | 81 (9 x 9) | 81 (9 x 9) | 64 (8 x 8) | 49 (7 x 7) | 81 (9 x 9) | 81 (9 x 9) | 64 (8 x 8) | 49 (7 x 7) | | | | |
| Type tubes | Cryotubes 2 ml ø 12,5 mm | Cryotubes 2 ml ø 12,5 mm | Microtubes 1,5 ml et 2 ml ø 11 mm | Tubes jusqu'à ø 17 mm | Cryotubes 2 ml ø 12,5 mm | Cryotubes 2 ml ø 12,5 mm | Microtubes 1,5 ml et 2 ml ø 11 mm | Tubes jusqu'à ø 17 mm | | | | |
| Coloris | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. | Réf. marquage noir | Réf. marquage incolore | Réf. Fluo. | Réf. standard | Réf. Fluo. | Réf. standard | Réf. Fluo. |
| Naturel | 139691 | 139691N* | 139709* | 139718 | 139727 | 139727N*** | 142649*** | - | 139400* | - | 139745 | - |
| Blanc | - | - | - | - | - | - | 142655*** | - | 139411* | - | 141511 | - |
| Jaune | 139692 | 139692N* | 139710* | 139719 | 139728 | 139728N*** | 142656*** | 142650*** | 139412* | 139405* | 141512 | 139746 |
| Bleu | 139693 | 139693N* | 139711* | 139720 | 139729 | 139729N*** | 142657*** | 142651*** | 139407* | 139401* | 141513 | 139747 |
| Vert | 139694 | 139694N* | 139712* | 139721 | 139730 | 139730N*** | 142658*** | 142652*** | 139408* | 139402* | 141514 | 139748 |
| Rose | 139695 | 139695N* | 139713* | 139722 | 139731 | 139731N*** | - | 142653*** | - | 139404* | - | 139749 |
| Orange | 139696 | 139696N* | 139714* | 139723 | 139732 | 139732N*** | - | 142654*** | - | 139403* | - | 139750 |
| Rouge | 139697 | 139697N* | 139715* | 139724 | 139733 | 139733N** | 142659*** | - | 139409* | - | 139751 | - |
| Violet | 139698 | 139698N* | 139716* | 139725 | 139734 | 139734N** | 142660*** | - | 139410* | - | 139752 | - |
| Noir | 139699 | - | 139717* | 139726 | 139701 | - | 142661*** | - | 139406* | - | 139753 | - |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Noir spécial | - | - | - | - | - | - | 142662*** | - | - | 139413* | - | 141515 |
| € | - | - | - | - | - | - | NC - | - | - | NC - | - | NC - |

Boîtes pour microtubes PCR et tubes jusqu'à 50 ml

| L x l x h avec couvercle (mm) | 130 x 130 x 32 | 130 x 130 x 37 | 130 x 130 x 75 | 130 x 130 x 75-80 | 130 x 130 x 75-80 | 130 x 130 x 90-95 | 130 x 130 x 105 | 130 x 130 x 128 |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Capacité tubes | 144 (12 x 12) | 100 (10 x 10) | 64 (8 x 8) | 81 (9 x 9) | 49 (7 x 7) | 81 (9 x 9) | 25 (5 x 5) | 10 |
| Type tubes | Microtubes PCR 0,2ml individuels ou en barrettes | Microtubes ø 11 mm | Cryotubes, tubes jusqu'à ø 11 mm | Cryotubes ø 12,5 mm | Tubes jusqu'à ø 17 mm | Cryotubes jusqu'à ø 12,5 mm | Tubes ø 16,6 mm | Tubes ø 30 mm 50 ml culture coniques |
| Coloris | Réf. standard | Réf. Fluo. | Réf. standard | Réf. Fluo. | Réf. standard | Réf. Fluo. | Réf. | Réf. |
| Naturel | 139754 | - | 139763 | - | 139420 | - | 139772 | 139781 |
| Blanc | 141537 | - | 141545 | - | - | - | - | - |
| Jaune | 141538 | 139755 | 139764 | 141542 | - | 139424 | 139773 | 139782 |
| Bleu | 141539 | 139756 | 139765 | 141543 | - | 139421 | 139774 | 139783 |
| Vert | 141540 | 139757 | 139766 | 141544 | - | 139422 | 139775 | 139784 |
| Rose | 139758 | - | 139767 | - | - | 139425 | 139776 | 139785 |
| Orange | - | 139759 | - | 139768 | - | 139423 | 139777 | 139786 |
| Rouge | 139760 | - | 139769 | - | - | - | 139778 | 139787 |
| Violet | 139761 | - | 139770 | - | - | - | 139779 | 139788 |
| Noir | 139762 | - | 139771 | - | - | - | 139780 | 139789 |
| € | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - | NC - |
| Noir spécial | 141541 | - | 141546 | - | - | - | - | - |
| € | NC - | - | NC - | - | - | - | - | NC - |

Boîtes pour congélation en polypropylène avec grille alphanumérique

- Pour 81 cryotubes 1,2, 4 ou 5 ml
- En polypropylène
- Pour congélation de cryotubes jusqu'à -90 °C
- Autoclavables
- Couvercle transparent coiffant avec marquage alphanumérique
- 3 hauteurs : 50, 80 et 97 mm
- L x l : 130 x 130 mm

| Pour cryotubes | Dimensions boîte (mm) | Bleu | Vert | Naturel | Rouge | Jaune | € |
|----------------|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| 1 - 2 ml | 130 x 130 x 50 | 049743 | 049744 | 049745 | 049746 | 049747 | NC - |
| 4 ml | 130 x 130 x 80 | 049748 | 049749 | 049750 | 049751 | 049752 | NC - |
| 5 ml | 130 x 130 x 97 | 049753 | 049754 | 049755 | 049756 | 049757 | NC - |

