

Cryocontainers ESPACE 151 et ESPACE 331 Air Liquide

NOUVEAU



082819

Grâce à leur conception en acier inoxydable, les récipients de la gamme ESPACE possèdent des performances thermiques optimales et permettent, en phase liquide ou en phase gaz, le stockage de grandes quantités d'échantillons : tubes 2 ml / 5 ml et paillettes, dans des racks ou dans des canisters*. Leur col large facilite considérablement l'accès aux échantillons.

- Récipient à large ouverture
- Stockage de différents contenants :
 - tubes 2 ml
 - 5 ml en cryoboîtes
 - racks
 - poches 25 ml - 750 ml en étuis
 - paillettes en gobelets
 - canisters ou bien en racks
- Disponible en phase liquide et en phase gaz
- Tous les modèles sont équipés, de série, du CryoMemo, avec régulation automatique du niveau liquide du récipient

ATTENTION : aucun cryotube n'est destiné à être plongé directement dans la phase liquide de l'azote liquide, mais uniquement au stockage dans la phase gazeuse de l'azote.

Si de l'azote liquide venait à pénétrer dans le tube, il y aurait un risque d'explosion dû à la pression engendrée par le passage de l'azote de la phase liquide à la phase gazeuse lors du retrait et/ou décongélation des tubes.

Modèle	ESPACE 151		ESPACE 331	
	Acier Inoxydable		Acier Inoxydable	
Matière des réservoirs	Acier Inoxydable		Acier Inoxydable	
Capacité totale (l) - version liquide	204		394	
Capacité totale (l) - version gaz	35		74	
Capacité tubes 2 ml - boîte 100/25	10400		22200	
Capacité tubes 5 ml - boîte 81	3969		8262	
Capacité paillettes 0,25 ml - gobelet marguerite	124200		261900	
Capacité paillettes CBS	38640		81480	
Capacité voir documentation	538		740	
Diamètre col (mm)	42		47	
Autonomie statique - version liquide	7		8	
Autonomie statique - version gaz	165		205	
Poids vide (kg)	326		505	
Poids plein - version liquide (kg)	192		245	
Poids plein - version gaz (kg)	1465		1432	
Hauteur totale (mm)	650		886	
Version	Stockage en phase gaz	Stockage en phase liquide	Stockage en phase gaz	Stockage en phase liquide
Réf.	082810	082817	082819	082818
€	NC -	NC -	NC -	NC -

Accessoires pour boîtes pour cryotubes 2 ml

ESPACE 151 liquide/gaz		
Réf.	Désignation	€
082743	1 rack de 13 étages pour boîtes de 81/100 tubes (max. 7 racks par récipient)	NC -
082796	1 rack de 13 étages pour boîtes de 25 tubes (max. 4 racks par récipient)	NC -
082811	Ensemble de 7 + 4 racks (réf. 082743 + 082796)	NC -

ESPACE 331 liquide/gaz		
Réf.	Désignation	€
082777	1 rack de 12 étages pour boîtes de 81/100 tubes (max 17 racks par récipient)	NC -
082745	Ensemble de 17 + 6 racks	NC -

Accessoires pour boîtes pour paillettes 0,25 ml ; 0,5 ml / 0,3 - 0,5 ml CBS

ESPACE 331 liquide/gaz		
Réf.	Désignation	€
082778	Ensemble de 88 canisters et 440 gobelets	NC -