

Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec étiquette, en polypropylène

Containers universels à jupe 30 ml Sterilin

- Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité
- Fond conique à jupe
- Centrifugeables à 3889 g
- Tubes de 30 ml garantis 95 kPa
- ø x h : 24,5 x 89 mm
- Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)



Réf.	Etiquette	Marquage étiquette	Stérile	Unités/carton	€/carton
761695	Avec	Oui	Non	400	NC -
761696	Avec	Non	Non	400	NC -

Flacons 30 ml RNase et DNase free

- Flacons en polypropylène à fond conique, avec jupe
- Fabrication en salle blanche
- Volume de travail : 25 ml
- Bouchon à vis étanche
- Testé à 95 kPa à température ambiante
- Centrifugation jusqu'à 9500 g
- N° de lot sur chaque flacon



Réf.	Désignation	Unités/sachet	Unités/carton	€/carton
999159	Flacon gradué /5 ml	50	400	NC -

Pots de prélèvement avec étiquette Corning® Gosselin™

CORNING

- Pots droits
- Avec capuchons à vis étanches
- Stériles par ionisation ou aseptiques

Couleur pot		Transparent	Bleu						
Couleur bouchon		Rouge	Bleu						
Vol. (ml)	h x Ø (mm)	Stérile	Réf.	Réf.	Unité d'emb.	Unités/carton	€/carton		
40	70 x 30	Oui	688256	-	100	1000	NC -		
60	70 x 33	Oui	688266	688263	70	700	NC -		
125	74 x 52	Oui	-	080825B	380	380	NC -		
180	102 x 52	Oui	-	688284	264	264	NC -		



Containers en polypropylène Simport®

Simport Scientific

- Containers en polypropylène, bouchons en polyéthylène
- Version écologique (dégradation en 7 ans lorsque contact constant avec matériel dégradant) ou standard
- Gradués (sauf pour la version 60 ml)
- Sur les modèles stériles, la non rupture de l'étiquette indique que le container est toujours stérile
- Résistants au test de pression différentielle 95 kPa
- Adaptés à des températures de -90 °C à +100 °C
- 2 types de bouchons :
 - à fermeture de sécurité : bouchon à visser jusqu'à l'obtention d'un "clic" qui assure la bonne position de la bague et son verrouillage sur le filetage de container ; lors de l'ouverture la bague est retenue et permet de repérer facilement que le container a été ouvert
 - à bouchon à vis standard



Version standard

Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/carton	Non stérile				Stérile			
			Avec bouchon de sécurité	€/carton	Avec bouchon standard	€/carton	Avec bouchon de sécurité	€/carton	Avec bouchon standard	€/carton
60	41,3 x 60,3	500	040831	NC -	040837	NC -	040834	NC -	040840	NC -
90	51,5 x 60,3	400	040832	NC -	040838	NC -	040835	NC -	040841	NC -
120	51,5 x 76,2	300	040833	NC -	040839	NC -	040836	NC -	040842	NC -

Version écologique

Volume (ml)	Ø x h (mm)	Unités/carton	Non stérile				Stérile			
			Avec bouchon de sécurité	€/carton	Avec bouchon standard	€/carton	Avec bouchon de sécurité	€/carton	Avec bouchon standard	€/carton
60	41,3 x 60,3	500	040819	NC -	040825	NC -	040822	NC -	040828	NC -
90	51,5 x 60,3	400	040820	NC -	040826	NC -	040823	NC -	040829	NC -
120	51,5 x 76,2	300	040821	NC -	040827	NC -	040824	NC -	040830	NC -