

# POTS DE PRÉLÈVEMENT AVEC BOUCHON À VIS

## Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec système d'aspiration pour tubes sous vide

## Pots de prélèvement pour urine, avec bouchon jaune et système d'aspiration

- En polypropylène transparent
- Disponible en version non stérile ou stérile en emballage individuel
- Bouchon vissant
- Zone dépolie pour marquage

Réf.	Volume (ml)	Coloris bouchon	Stérile	Unités/carton	€/carton
861087	120	Jaune	Oui, emb. indiv.	250	NC -
861088	120	Jaune	Non, emb. indiv.	250	NC -
861089	120	Jaune	Non, vrac	250	NC -
861090	120	Jaune	Oui, vrac	250	NC -



## Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec thiosulfate

### Flacons de prélèvements Corning® Gosselin™

CORNING

- En PET ou en HDPE
- Bouteilles en PET octogonales avec bouchon blanc et bouteilles en HDPE carrées avec bouchon rouge
- Bouchon à vis ou attenant avec témoin d'intégrité
- Translucides
- Incassables
- Etiquette de traçabilité
- Stériles



Avec thiosulfate				Dose thiosulfate (mg/l)	En vrac			Emballage individuel			Dose thiosulfate (mg/l)	En vrac			Emballage individuel		
Vol. (ml)	L x l x h (mm)	Ø col (mm)	Matériau		Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton		Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
250	60 x 45 x 155	20	HDPE	20	030393	312	NC -	080775	200	NC -	-	-	-	-	-	-	
250	57 x 57 x 109	37	HDPE	20	080954	210	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
250	63 x 63 x 132	31	PET	20	080955	144	NC -	-	-	-	120	080963	144	NC -	080968	150	NC -
500	70 x 70 x 159	22	HDPE	20	030380	100	NC -	030396	100	NC -	120	080964	100	NC -	080922	100	NC -
500	70 x 70 x 128	55	HDPE	20	080773B	175	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	70 x 70 x 148	29	HDPE	20	030376	100	NC -	030552	100	NC -	120	080898	100	NC -	080899	100	NC -
500	74 x 74 x 170	31	PET	20	080956	120	NC -	-	-	-	120	080965	120	NC -	-	-	-
1000	82 x 82 x 182	28	HDPE	20	030809B	77	NC -	030545B	77	NC -	120	080966	77	NC -	080970	77	NC -
1000	92 x 77 x 187	55	HDPE	20	030852B	85	NC -	-	-	-	120	030854B	90	NC -	-	-	-
2000	110 x 93 x 237	58	HDPE	20	080958B	50	NC -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Pots de prélèvement avec bouchon à vis, avec acide borique

### Flacons universels Wheaton®

DWK LIFE SCIENCES

- Fermeture étanche
- Pré-remplis d'acide borique pour échantillons d'urine
- Dimensions ø x h : 30,5 x 93,5 mm
- Volume : 30 ml
- Stériles

Réf.	Matériau	Etiquette	Acide borique	Conditionnement	€
055733	Polystyrène	Imprimée	Oui	8 sachets de 50	NC -
055784	Polypropylène	Imprimée	Oui	8 sachets de 50	NC -

