


Béchers en TPX, sans poignée

Béchers en TPX

- Très transparents, autoclavables
- Deux types de graduations : moulées en relief ou sérigraphées bleues
- Excellente résistance chimique
- Adaptés aux aliments

Volume (ml)	ø x h (mm)	Grad. moulées			Grad. sérigraphées		
		Réf.	Unités/carton	€/carton	Réf.	Unités/carton	€/carton
25	34 x 49	391562	20	NC -	391553	20	NC -
50	42 x 60	391563	20	NC -	391554	20	NC -
100	52 x 72	391564	12	NC -	391555	12	NC -
250	71 x 95	391565	16	NC -	391556	16	NC -
500	88 x 119	391566	12	NC -	391557	12	NC -
1000	110 x 146	391567	4	NC -	391558	4	NC -
2000	133 x 184	391568	4	NC -	391559	4	NC -
3000	159 x 200	391569	2	NC -	391560	2	NC -
5000	190 x 228	391570	2	NC -	391561	2	NC -



Grad. moulées

Grad. sérigraphées

Béchers en TPX

- Version polyméthylpentène (TPX)
- Marquage facile à lire
- Forme permettant l'empilage pour un gain de place au rangement
- Bec verseur anti-gouttes
- Autoclavables

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Unités/carton	Réf.	€/carton
50	59	12	224010	NC -
100	73	12	224011	NC -
250	94	12	224012	NC -
500	128	6	224013	NC -
1000	150	4	224014	NC -
2000	190	4	224015	NC -
5000	263	2	224016	NC -
10000	328	1	224017	NC -



Béchers en TPX, avec poignée

Béchers avec poignée

- En polyméthylpentène (TPX)
- Poignée facile à attraper
- Marquage facile à lire
- Bec verseur anti-gouttes
- Autoclavables



Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Unités/carton	Réf.	€/carton
100	73	6	224025	NC -
250	94	6	224026	NC -
500	128	6	224027	NC -
1000	150	4	224028	NC -
2000	192	4	224029	NC -
5000	263	2	224030	NC -
10000	330	1	224031	NC -

Béchers à poignée Nalgene™

Thermo SCIENTIFIC NALGENE



- En polyméthylpentène transparent
- Graduations moulées en onces et en millilitres
- Autoclavables
- Large poignée facile à attraper

Capacité	Unités/sachet	Réf.	€/sachet
1 litre	1	028889	NC -
3 litres	1	028890	NC -