

Tuyaux silicone Venabio Flow

Matériel	Silicone traité platine
Apparence	Translucide
Dureté shore A	60
Température d'utilisation	- 60 à + 220 °C



- Fabriqué en salle blanche ISO classe 7
- Surface interne ultra-lisse
- Haute biocompatibilité (voir fiche technique)
- Marquage laser du numéro de lot et des diamètres sur le tuyau
- Double emballage



Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
823500	0,8	2,4	0,8	15,24	NC -
823501	1,6	3,2	0,8	15,24	NC -
823502	1,6	4,8	1,6	15,24	NC -
823503	2,4	4	0,8	15,24	NC -
823504	2,4	5,6	1,6	15,24	NC -
823505	3,2	4,8	0,8	15,24	NC -
823506	3,2	6,4	1,6	15,24	NC -
823507	3,2	7,9	2,35	15,24	NC -
823508	3,2	9,5	3,15	15,24	NC -
823509	4	7,1	1,6	15,24	NC -
823510	4	8,7	2,35	15,24	NC -
823511	4,8	6,4	0,8	15,24	NC -
823512	4,8	7,9	1,6	15,24	NC -
823513	4,8	9,5	2,35	15,24	NC -
823514	4,8	11,1	3,15	15,24	NC -
823515	6,4	7,9	0,8	15,24	NC -
823516	6,4	9,5	1,6	15,24	NC -

Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
823517	6,4	11,1	2,35	15,24	NC -
823518	6,4	12,7	3,15	15,24	NC -
823519	7,9	11,1	1,6	15,24	NC -
823520	7,9	12,7	2,4	15,24	NC -
823521	7,9	14,3	3,2	15,24	NC -
823522	9,5	12,7	1,6	15,24	NC -
823523	9,5	14,3	2,4	15,24	NC -
823524	9,5	15,9	3,2	15,24	NC -
823525	12,7	15,9	1,6	15,24	NC -
823526	12,7	19,1	3,2	15,24	NC -
823527	12,7	22,2	4,75	15,24	NC -
823528	15,9	22,2	3,15	15,24	NC -
823529	19,1	25,4	3,15	15,24	NC -
823530	19,1	28,6	4,75	15,24	NC -
823531	25,4	31,8	3,2	15,24	NC -
823532	25,4	34,9	4,75	15,24	NC -
823533	25,4	38,1	6,35	15,24	NC -

Tuyaux silicone Versilic

Matériel	Silicone traité peroxyde
Apparence	Translucide
Dureté shore A	60
Température d'utilisation	- 50 à + 200 °C



- Conforme USP classe VI et ISO 10993



Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
260001	1	3	1	50	NC -
260002	1,5	3	0,75	50	NC -
260003	2	4	1	50	NC -
260004	2	5,5	1,75	50	NC -
260005	2	6	2	50	NC -
260006	3	5	1	50	NC -
260007	3	5,5	1,25	50	NC -
225223	3	6	1,5	50	NC -
260009	3	7	2	50	NC -
225224	4	6	1	50	NC -
260011	4	7	1,5	25	NC -
225227	4	8	2	25	NC -
260013	4	10	3	25	NC -
260015B	5	8	1,5	25	NC -
260016	5	9	2	25	NC -
225228	5	10	2,5	25	NC -
260018	6	8	1	25	NC -
260019B	6	9	1,5	25	NC -
673411	6	10	2	25	NC -
260021B	6	12	3	25	NC -

Réf.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Ep. paroi (mm)	Longueur (m)	€
225231	7	10	1,5	25	NC -
260023	7	11	2	25	NC -
225232	7	12	2,5	25	NC -
225233	7	13	3	25	NC -
260026	8	11	1,5	25	NC -
673412	8	12	2	25	NC -
260028	8	14	3	25	NC -
225397	8	16	4	25	NC -
260031	9	13	2	25	NC -
374021	10	14	2	25	NC -
374022	10	16	3	25	NC -
225399	10	18	4	25	NC -
260035	10	23	6,5	25	NC -
260036	12	15,5	1,75	25	NC -
260037	12	17	2,5	25	NC -
260038	15	21	3	25	NC -
260039	18	24	3	10	NC -
260040	20	27	3,5	10	NC -
260041	25	35	5	10	NC -
260042	30	40	5	10	NC -
260043	40	50	5	10	NC -