

Accessoires de dissection

Epingles à dissection en inox

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
232003	Epingles à dissection	500	NC -



Aiguilles et lancettes à dissection

Aiguilles et lancettes en acier inox 18/8 avec ou sans manchette. Autoclavables.

Longueur (mm)	Sans poignée		Avec poignée plastique		Avec poignée inox	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
100						
140						
140						
Aiguille droite	076256	NC -	076257	NC -	076258	NC -
Aiguille courbe	-	-	076259	NC -	076260	NC -
Lancette	076261	NC -	076262	NC -	076263	NC -



Manche, anse et aiguilles en acier inoxydable 18/12 Wironit

Le Wironit est un acier inoxydable 18/12 avec 18 % de chrome et de 10 à 12 % de nickel, encore plus résistant à la corrosion, et antimagnétique.

Réf.	Désignation	Unité d'emb.	€
491026	Manche pour anse, L : 170 mm	1	NC -
491007	Aiguilles droites, L : 50 mm	10	NC -
491008	Aiguilles lancéolées, L : 50 mm	10	NC -
491009	Anses Wironit, Ø : 2,5 mm, L : 50 mm	10	NC -



Lames et scalpels


Scalpels à lame fixe

- Manche en bois ou en acier inox
- Réutilisable
- A lame fixe
- Longueur totale : 150 mm

Réf.	Désignation	€
076460	Scalpel manche en bois	NC -
076461	Scalpel manche en acier inox	NC -



Lames de rasoir sécurisées SmartSlicer



- Aussi fine qu'une lame de rasoir (0,27 mm)
- Idéales pour une découpe propre des gels sans abîmer le support du transilluminateur
- Utilisables pour la découpe des tissus mous
- En PET adapté au contact alimentaire

Réf.	Dimensions (mm)	Unités/ carton	€/carton
320529	19 x 38 x 0,27	100	NC -
320530	25 x 50 x 0,27	100	NC -

Lames de rasoir Feather 81-S

- En acier
- Emballées unitairement
- Livrées par 10

Réf.	Désignation	€ les 10
71164B	Lame Feather 81-S0	NC -

