

## Pincres flexibles UltraFlex LabJaws



**NOUVEAU**

- Livré complet avec support au choix, tête 2 doigts (Ø max 75 mm), tête 3 doigts (Ø max 69 mm) et tête pour thermomètre (Ø max 13 mm)

Réf.	Fixation	L. flexible (mm)	Charge max (kg)	€
333374	Base	305	0,7	NC -
333375	127 x 127 mm	457	0,7	NC -
333308	Pince pour tige jusqu'à 19 mm	305	0,7	NC -
333309		457	0,7	NC -
333376	Pince pour table jusqu'à ep. 40 mm	305	0,7	NC -
333377		457	0,7	NC -

## Pincres 3 doigts LabJaws



**NOUVEAU**

- En zinc nickelé
- 3 doigts pour une grande flexibilité
- 1 ou 2 noix de serrage selon modèle
- Livré sans noix de fixation

### Pincres 1 noix de serrage

Réf.	Ø prise (mm)	L. bras (mm)	Ø bras (mm)	€
334063	0 - 39	102	8	NC -
334064	0 - 71	127	11	NC -
334065	0 - 108	127	11	NC -

### Pincres 2 noix de serrage

Réf.	Ø prise (mm)	L. bras (mm)	Ø bras (mm)	€
334066	0 - 46	102	8	NC -
334067	0 - 69	127	11	NC -
334068	0 - 69	305	13	NC -
334069	0 - 105	127	11	NC -
334070	0 - 105	305	13	NC -

## Noix de serrage LabJaws



**NOUVEAU**

- Pour le maintien de deux tiges à un angle de 90°

Réf.	Matériel	Ø prise (mm)	€
334071	Acier inox	0 - 18	NC -
334072	Zinc nickelé	0 - 18	NC -
334073	Acier inox	0 - 21	NC -
334074	Aluminium	0 - 21	NC -

## Noix de serrage toute position



**NOUVEAU**

- 2 axes de rotation pour un réglage à 360° dans toutes directions

Réf.	Matériel	Ø prise (mm)	€
334075	Zinc nickelé	0 - 19	NC -

## Statifs en fonte LabJaws



**NOUVEAU**

### Socles de base

- En fonte avec revêtement émail noir
- Support de tige avec bouton de verrouillage
- Accepte les tiges sans filetage Ø 13mm
- Modèle forme «U» à 3 supports de tige
- Livré sans tige, à compléter par une tige au choix

Réf.	Forme	Dimensions (mm)	€
334049	Rectangulaire	102 x 152	NC -
334050	Rectangulaire	127 x 203	NC -
334051	Rectangulaire	152 x 229	NC -
334052	Rectangulaire	203 x 254	NC -
334053	Trépied	Ø 375	NC -
334054	"U"	178 x 178	NC -

### Tiges

Ø x l (mm)	Acier inox		Aluminium	
	Réf.	€	Réf.	€
13 x 305	334055	NC -	334059	NC -
13 x 457	334056	NC -	334060	NC -
13 x 610	334057	NC -	334061	NC -
13 x 914	334058	NC -	334062	NC -