

Masque médical à visière type IIR

- En non tissé multicouche très confortable et résistant à la projection de liquides humains (type IIR)
- Pliage anatomique «Origami» et soudure «sourire»* limitant les fuites au visage
- Barrette nasale antibuée
- Visière en polyester transparent traitée antibuée sur les deux faces
- Production en salle propre ISO 8
- Faible résistance respiratoire
- Produit non irritant, non cytotoxique, non sensibilisant
- Coloris bleu

Réf.	Désignation	Delta P (Pa/cm ²)	Filtration bactéries	Filtration particules	€ boîte de 25
475440	Masque à visière à élastiques auriculaires	20,9	BFE ≥ 98,8 %	PFE ≥ 99,8 %	NC -
475441	Masque à visière à liens	24,1	BFE ≥ 99,2 %	PFE ≥ 99,5 %	NC -



475441



475440

Masques de protection respiratoire OP-AIR PRO Oxygen «Mass Balance»

- Equipement de protection individuelle Cat. III contre les aérosols et particules
- DM classe I type IIR pour la protection de l'environnement, et la protection contre les éclaboussures potentielles de liquide biologique
- Très bonne respirabilité
- Élastiques transversaux en maille tricotée pour un confort optimal
- Masque hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique
- Barrette nasale en polypropylène et métal
- Coloris blanc



Approche Mass Balance :
masque composé à 70 %
de matières recyclées



Réf.	Niveau de filtration	Emballage	€
475472	Masque FFP2 NR D TYPE IIR	Boîte de 50 masques	NC -
475473	Masque FFP2 NR D TYPE IIR	50 sachets individuels	NC -
475474	Masque FFP3 NR D TYPE IIR	Boîte de 50 masques	NC -
475475	Masque FFP3 NR D TYPE IIR	50 sachets individuels	NC -

Masque de protection respiratoire "bec de canard"

- Usage unique, sans valve respiratoire
- Demi-masque filtrant contre les particules - conçu pour protéger contre les aérosols solides et liquides
- Liens élastiques sans latex
- 4 couches en polypropylène dont une couche formant filtre Melt blown
- Barrette nasale souple
- Durée de port préconisée : 4 heures
- Classifié FFP2, en accord avec la norme européenne EN 149 :2001
- Marquage CE selon la Directive Européenne 89/686/CEE (SGS)

Réf.	Désignation	Unités/boîte	€/boîte
030782	Masque bec de canard	100	NC -

