

Armoires résistantes au feu 30 min porte vitrée NF EN 14470-1



Armoire Q-DISPLAY-30 avec caisson de filtration (caisson de filtration présenté en option page 1336)

- Armoires à porte vitrée pour une visualisation rapide des contenants
- Résistantes au feu 30 minutes
- Largueur : 86 cm
- Corps gris et porte avec 3 coloris possibles au choix : jaune, gris, rouge
- Fermeture automatique des portes par thermofusible intégré en cas d'incendie
- Porte avec arrêt dans tous angles d'ouverture
- Socle de transport pour un déplacement facilité et plinthe en option
- Charge répartie admissible par étagère : 75 kg
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation sur le haut de l'armoire (fortement conseillé voir page 1336)
- Dimensions L x P x H (mm) : 864 x 620 x 1947
- Poids armoire sans équipement interne : 212 kg
- Livrées avec 3 étagères, 1 caillebotis et 1 bac de rétention au sol

Coloris porte	Jaune	Gris	Rouge	€
Réf.	571159	571160	571161	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
571162	Etagère supplémentaire	NC -
571163	Sur bac pour étagère	NC -
571164	Plinthe de socle	NC -

Armoires sous-paillasses résistantes au feu 30 min ou 90 min NF EN 14470-1



- Corps extérieur en acier
- Revêtement intérieur résistant aux produits chimiques
- Portes ou tiroir(s) avec serrure(s)
- Raccord Ø 75 mm pour système de ventilation à l'arrière de l'armoire (fortement conseillé voir page 1336)



571043B



Les armoires de sécurité sont livrées franco de port à quai. Pour une livraison à l'étage, veuillez nous consulter.

Type	Modèles 90 min			Modèles 30 min	
	VBF.60.110-S	VBF.60.110-2S	VBF.60.110-T/01110	F30.60.110-S	UB30.60.110.2T
Protection anti-feu	90 min	90 min	90 min	30 min	30 min
Nombre de portes/tiroirs	1 tiroir	2 tiroirs	2 portes	1 tiroir	2 portes
Dim. ext. l x p x h (mm)	1102 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	1102 x 574 x 600	1100 x 550 x 598	1100 x 550 x 598
Dim. int. l x p x h (mm)	979 x 453 x 502	479 x 453 x 502	978 x 452 x 502	930 x 481 x 534	980 x 482 x 534
Poids (kg)	120	120	120	120	120
Équipement intérieur	Bac de rétention intégré au tiroir		Bac de rétention caillebotis	Bac de rétention intégré au tiroir	Bac de rétention caillebotis
Réf.	571043B	571042B	571044C	571036C	571140
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -