

Sachets Whirl-Pak pour prélèvements de surface



Sachets avec éponge pour prélèvement.

- Recommandé pour la récolte d'échantillons de surface
- Éponge en cellulose, sans bactéricide, stérile
- Dimensions de l'éponge : 3,8 x 7,6 x 1,5 cm

Réf.	l x h (cm)	Volume (ml)	Épaisseur (µm)	Unités/carton	€/carton
052969	11,5 x 23	532	64	100	NC -
052971*	11,5 x 23	532	64	100	NC -

* Version avec gants larges en PE, stériles.

Eponge humidifiée dans sac Stomacher



Pour prélèvement sur surface sèche.

- Livrée dans sac stomacher format zip dimensions L x H : 18 x 21 cm
- Dim. éponge : longueur 8 cm x largeur 5,8 cm x épaisseur 3 mm
- Irradiée gamma
- Conservation 12 mois

Réf.	Diluant	Vol. (ml)	Norme	Unités/carton	€/carton
042077	Neutralisant	10	ISO 18593	200	NC -
042082	Tryptone sel	10	ISO 17604	200	NC -

Sachets Whirl-Pak pour malaxeur

Les sachets pour malaxeurs contiennent un filtre afin de séparer les solides et les liquides.

Sachets à filtre vertical



- Filtre de 250 µm
- Disponible avec ou sans languette métallique

l x H (mm)	Vol. tot. (ml)	Vol. de travail (ml)	Épaisseur (µm)	Unités/carton	Avec languette	
					Réf.	€/carton
190 x 300	1627	400	76	250	952908	NC -
190 x 300	1627	400	76	250	952909*	NC -

* Joint latéral pour versement facile du liquide.

Sachets à filtre



- Filtre de 330 µm
- Avec zone de marquage

Réf.	l x H (mm)	Volume tot. (ml)	Vol. de travail (ml)	Épaisseur (µm)	Unités/carton	€/carton
052940	95 x 180	210	80	76	250	NC -
052944	150 x 230	720	400	102	250	NC -
052946	190 x 300	1650	400	102	250	NC -
052967	190 x 380	2041	400	102	250	NC -
052968	254 x 380	2721	1500	102	100	NC -
952912	380 x 380	4080	2500	102	100	NC -

Sachets pour malaxeurs



Sachets stériles sans filtre

Ces sachets stériles (par irradiation) permettent aussi bien la préparation des échantillons que le transport et le stockage de ceux-ci. La congélation est possible jusqu'à -80 °C.

Réf.	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/carton
140800	80	100 x 150	25	1500	NC -
140801	400	180 x 300	25	500	NC -
140803	3500	380 x 510	25	500	NC -

Sachets stériles avec filtre latéral BagFilter

Ces sachets sont équipés d'un filtre latéral permettant de recueillir la solution à analyser débarrassée des fibres, soit par pipetage à l'aide de la BagPipet et des pipettes paille, soit par simple versement. Ces sachets sont préconisés pour l'analyse des produits carnés et de la charcuterie.

Réf.	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/carton
140807	Sachet filtre BagFilter®/versement	400	190 x 300	25	500	NC -
140802	Sachet filtre BagFilter®/pipetage	400	190 x 300	25	500	NC -
150391	Sachet filtre BagFilter®/Pull-Up/ pipetage PCR petits volumes	400	190 x 300	25	500	NC -
140804	Sachet filtre BagFilter®/pipetage	3500	380 x 510	10	100	NC -

Sachets stériles avec filtre pleine surface BagPage

Ces sachets présentent une grande surface de filtration particulièrement adaptée à la préparation d'échantillons épais, comme les fromages par exemple. Sur le modèle BagPage Plus, une soudure sur la partie haute du sachet permet de faciliter le repérage du compartiment pour le prélèvement.

Réf.	Désignation	Volume (ml)	Dimensions (mm)	Unité d'emb.	Unités/ carton	€/carton
140810	Sachet filtre pleine surface BagPage	100	100 x 150	25	500	NC -
140811	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	400	190 x 300	25	500	NC -
140812	Sachet filtre pleine surface BagPage Plus	3500	380 x 510	10	100	NC -