

Sièges et tabourets de laboratoire ALSIT (suite)

GAMME ANTISTATIQUE

Tabourets :

■ Assise : Ø 33 cm, épaisseur 5 cm

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Sans repose-pieds		Avec repose-pieds	
		Réf.	€	Réf.	€
5 patins	40 - 53	694290	NC -	694313	NC -
5 patins	47 - 67	694291	NC -	694314	NC -
5 patins	53 - 78	694292	NC -	694315	NC -
5 patins	62 - 87	694293	NC -	694316	NC -
5 roulettes	42 - 55	694294	NC -	694317	NC -
5 roulettes	49 - 69	694295	NC -	694318	NC -
5 roulettes	55 - 80	694296	NC -	694319	NC -

Assis debout :

■ Assise L x P : 34 x 27 cm

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Réf.	€
5 patins	53 - 78	694297	NC -
5 patins	62 - 87	694298	NC -

- Modèle conçu selon les recommandations de la norme NF74010
- Revêtement en vinyle noir
- Vérin : à gaz, en tube d'acier chromé avec amortisseur testés selon DIN 4550, hauteur réglable
- Piètement acier chromé sur patins ou roulettes, diamètre 54 cm



Siège technique

- Assise : largeur 44 cm, profondeur 39 cm
- Dossier : hauteur 25 cm, réglable en hauteur

Siège technique à contact permanent

- Assise : largeur 47 cm, profondeur 44 cm
- Dossier : hauteur 33 cm, réglable en hauteur, inclinaison ajustable

Piètement	Hauteur d'assise (cm)	Sans repose-pieds		Avec repose-pieds		Sans repose-pieds		Avec repose-pieds	
		Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
5 patins	41 - 54	694299	NC -	694320	NC -	694306	NC -	694325	NC -
5 patins	48 - 68	694300	NC -	694321	NC -	694307	NC -	694326	NC -
5 patins	54 - 79	694301	NC -	694322	NC -	694308	NC -	694066	NC -
5 patins	63 - 88	694302	NC -	694323	NC -	694309	NC -	694327	NC -
5 roulettes	43 - 56	694303	NC -	694324	NC -	694310	NC -	694328	NC -
5 roulettes	50 - 70	694304	NC -	694065	NC -	694311	NC -	694329	NC -
5 roulettes	56 - 81	694305	NC -			694312	NC -	694330	NC -