



## Agitateurs magnétiques C-MAG IKA



IP 21



Modèle	C-MAG MS 4	C-MAG MS 7	C-MAG MS 10
Interface	Analogique		
Capacité d'agitation (l)	5	10	15
Vitesse (rpm)	100-1500		
Dimensions plateau (mm)	100 x 100	180 x 180	260 x 260
Matériaux plateau	Vitrocéramique		
Dim. L x l x H (mm) / Poids (kg)	150 x 260 x 105	220 x 330 x 105	300 x 415 x 105
Poids (kg)	3	5	6
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR		
Indice de protection	IP 21		
Réf.	<b>250167</b>	<b>250168</b>	<b>250169</b>
€	NC -	NC -	NC -

## Agitateurs magnétiques Guardian 2000



NOUVEAU

e-G21STRDS

Modèle	e-G21ST04R	e-G21ST07R	e-G21STRDS
Interface	Analogique		
Capacité d'agitation (l)	15		
Vitesse (rpm)	200 - 1600		
Dimensions plateau (mm)	102 x 102	178 x 178	Ø 135
Matériaux plateau	Résine		Acier inox
Dimensions (l x p x h) (mm)	264 x 110 x 163	318 x 112 x 223	264 x 101 x 163
Poids (kg)	2,1	2,8	2,5
Conditions d'utilisation	+5 à +40°C / 80% HR		
Réf.	<b>334027</b>	<b>334028</b>	<b>334029</b>
€	NC -	NC -	NC -

## Agitateurs magnétiques ST-200 Cole parme



002071B

IP 32



Selon modèle

- Traitement antibactérien BioCote
- Livré avec 2 aimants PTFE 25 mm

Modèle	ST-200-S	ST-200-C
Interface	Analogique	
Capacité d'agitation max. (l)	15	
Vitesse d'agitation (tr/min)	100-2000	
Dimensions de la surface (mm)	150 x 150	
Matériaux plateau	Acier inoxydable	Céramique
Dimensions (l x p x h) (mm)	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Poids net (kg)	2	
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80 % HR	
Indice de protection	IP32	
Réf.	<b>002070B</b>	<b>002071B</b>
€	NC -	NC -

## Agitateur magnétique 20 litres



Interface	Analogique
Capacité d'agitation (l)	20
Vitesse (rpm)	0 - 1500
Diamètre plateau (mm)	135
Matériaux plateau	Céramique
Dim. (l x p x h) (mm)	200 x 130 x 65
Poids (kg)	2,4
Conditions d'utilisation	+5 à +40 °C / 80% HR
Indice de protection	IP42
Réf.	<b>861007B</b>
€	NC -

IP 42

