

## Minicentrifugeuse Gusto

- Faible encombrement, faible bruit et vibration
- Fonction pulse pour des centrifugations de courtes durées (20 sec.)
- Chargement du rotor sans outil
- 2 rotors inclus, 12 adaptateurs pour tubes de 0,5 et 0,2 ml
- Sécurité pour éviter une centrifugation lorsque le couvercle est ouvert ou la centrifugeuse mal équilibrée
- Possibilité de choix de vitesse en rpm ou g

Capacité maximale	12 microtubes de 1,5/2 ml et 32 tubes de 0,2 ml (ou 4 barrettes de 8 tubes PCR 0,2 ml)
Vitesse	500 - 12500 rpm (incrément de 100 rpm)
Accélération RCF (g)	15 - 9100
Minuterie	1 sec à 30 minutes (incrément de 1 sec)
L x p x h (mm)	203 x 171 x 114
Puissance	100 à 240V, 50/60Hz
Réf.	<b>320068</b>
€	NC -



## Minicentrifugeuse GmCLab

**GILSON**

- Centrifugeuse compacte et portable : fonctionne avec prise secteur ou 4 piles AA
- Démarrage et arrêt par simple pression sur le couvercle
- Vitesse fixe de 6000 rpm, maximum rapidement atteint
- Livrée avec rotors : 8 tubes 1.5-2.0 ml et 2 tubes strips 8 x 0.2 ml

Capacité maximale	8 tubes 1.5-2.0 ml ou 2 tubes strips 8 x 0.2 ml
Vitesse (rpm)	6000
Accélération RCF (g)	Maximum 2960 g selon les tubes et les rotors
Température	5 à 35°C
L x p x h (mm)	150 x 163 x 113
Réf. avec rotor	<b>400103</b>
€	NC -



## Centrifugeuse Strip Spin 12

- Taille mini
- Fonctionnement silencieux
- Démarre et s'arrête à la fermeture/ouverture du couvercle
- Rotor pour tubes de 1,5 ml disponible séparément

Capacité	Pour 4 barrettes de 12 tubes PCR
Accélération max	2000 x g
Vitesse (rpm)	5500
Temps d'accélération	18 secondes avec rotor FA-45-24-11
Dim. l x p x h (mm)	140 x 200 x 112
Poids	5 kg
Alimentation	100 à 240 V, 50-60 Hz
Réf.	<b>062532</b>
€	NC -

Réf.	Désignation	€
<b>062533</b>	Rotor pour centrifugeuse Strip Spin 12 pour tubes de 1,5/2 ml	NC -
<b>062534</b>	Adaptateurs pour centrifugeuse Strip Spin12 tubes de 0,5 ml x 8	NC -

