

Centrifugeuse réfrigérée sur pieds ROTIXA 500 RS



- Grand volume d'échantillons
- Interrupteur à clé pour protéger les données de toute modification non autorisée
- Capacité maximale de :
 - 120 récipients de prélèvement sanguin
 - 92 tubes coniques de 15 ml avec bouchon fileté
 - 4 x poches à sang de 1000 ml

Modèle	ROTIXA 500 RS réfrigérée
Capacité maximale	4 x 1000 ml
Vitesse (rpm)	4500
Accélération RCF (g)	5252
Température	-20 à +40 °C
Nombre de rotors	5 non inclus
L x p x h (mm)	650 x 815 x 973
Poids (kg)	219
Réf.	472780
€	NC -

Autres nacelles (sans adaptateurs) rectangulaires et cylindriques

Réf.	Désignation	€
472394B	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472393	NC -
472372	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472393	NC -
472529	Nacelle rectangulaire seule pour rotor 472395	NC -
472531	Nacelle cylindrique seule pour rotor 472395	NC -

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes /adaptateur	Nbre tubes /rotor	€
Pour nacelle rectangulaire 472529					
472564	1,5 - 2	11	40	240	NC -
472583	1,5 - 2	11	16	96	NC -
472573	5	12	12	72	NC -
472550	6	12	20	120	NC -
472559	7	12	20	120	NC -
472570	9	14	12	72	NC -
472561	15	17	12	72	NC -
472557	25	24	5	30	NC -
472558	50	34	2	12	NC -
472568	100	44	1	6	NC -
472563	100	40	1	6	NC -
472582	Support 2 niveaux pour accessoires de cytologie				NC -
472572	1,1 -1,4	8	20	120	NC -
472565	9 - 10	16	11	66	NC -
472618	15 (type Falcon)	17	7	42	NC -
472571	30 (type Falcon)	25	5	30	NC -
472566	50 (type Falcon)	29	2	6	NC -
472618	12 (type Falcon)	17	7	42	NC -
Pour nacelle cylindrique 472531					
472533	7	12	12	72	NC -
472546	15	17	8	48	NC -
472535	25	24	4	24	NC -
472547	1,6 - 5	13	8	48	NC -
472548	1,6 - 5	13	12	72	NC -
472534	12	17	7	42	NC -
472546	10	16	8	48	NC -
472542	15 (type Falcon)	17	7	42	NC -
472536	50 (type Falcon)	29	2	12	NC -
472545	50 (type Falcon jupe)	29	2	12	NC -
472622	250 (bouteille)	61	1	6	NC -
472646	250 (bouteille)	65	1	4	NC -
Pour nacelle 472379					
472382	50 (tube ASTM)1	45	1	4	NC -
472048	100 (tube ASTM)1	58	1	4	NC -
472381	100 (tube ASTM)2	44	1	4	NC -

1 Pour tubes ASTM forme poire / 2 Pour tubes ASTM forme conique

Rotors

Modèle	4294	4296	4282
Type	Libre	Libre	Libre
Nbre de places	4	6	2
Capacité	-	-	-
Vitesse max. (rpm)	4500	4000	3600
G max.	5252	3631	2652
Réf.	472393	472395	472384
€	NC -	NC -	NC -

Nacelles et adaptateurs

Réf.	Désignation	€
Pour rotor 472393		
472392	Nacelle pour 4 poches à sang triples, 450 - 500 ml	NC -
472370B	Adaptateur pour nacelle 472392	NC -
472396B	Nacelle pour 4 poches à sang quadruples, 450 - 500 ml	NC -
472367B	Adaptateur pour nacelle 472396B	NC -
472374	Nacelle pour 5 racks Hitachi (20 racks par rotor)	NC -
472376B	Adaptateur pour nacelle 472374	NC -
472397	Nacelle pour microplaques et racks LKB	NC -
472366	Support caoutchouc microplaques	NC -
Pour rotor 472384		
472386	Nacelle pour rotor 2 places 472384	NC -
472383	Portoir pour microplaques	NC -
472385	Portoir pour 6 racks Olympus	NC -
472388B	Portoir pour 10 racks Hitachi	NC -
472377B	Portoir pour racks 50 places	NC -

Adaptateurs pour nacelles sans adaptateurs

Réf.	Pour tubes de vol. (ml)	Pour tubes de ø (mm)	Nbr tubes /adaptateur	Nbre tubes /rotor	€
Pour nacelle cylindrique 472394B					
472361	0,8	8	78	312	NC -
472360	1,5 - 2	11	84	336	NC -
472369	4	10	63	252	NC -
472347	5	12	48	192	NC -
472346	6 - 7	12	48	192	NC -
472357	12	16	25	100	NC -
472348	15	17	30	120	NC -
472350	25	24	11	44	NC -
472351	50	34	6	24	NC -
472352	100	40	4	16	NC -
472356	2,6 - 2,9	13	30	120	NC -
472349	4 - 5,5	15	30	120	NC -
472355	4 - 7	13	30	120	NC -
472363	15 (type Falcon)	17	23	92	NC -
472371	50 (type Falcon)	29	8	32	NC -
472354	12 (type Falcon)	17	16	64	NC -
472368	250 (bouteille)	61	1	4	NC -
472364	600 (bouteille)	93	1	4	NC -
472375	750 (bouteille)	97	1	4	NC -
472623	250 (bouteille)	60	1	4	NC -
Pour nacelle rectangulaire 472372					
472409	2,7 - 7	11 - 12	30	120	NC -
472410	9 - 15	17 - 17	19	76	NC -
472413	25	24	7	28	NC -
472414	50	34	4	16	NC -
472417	100	44	2	8	NC -
472411	5 - 7	13	21	84	NC -
472412	15 (type Falcon)	17	12	48	NC -
472416	50 (type Falcon)	29	5	20	NC -
472418	250 (bouteille)	61	1	4	NC -
472415	175	61	1	4	NC -
472406	175-200	60 - 61	1	4	NC -
472421	250-200	60 - 96	1	4	NC -