

## Réfrigérateurs MPR à portes vitrées

Une solution de stockage respectueuse de l'environnement répondant aux plus hautes exigences au laboratoire

- Différents volumes disponibles : 158 L, 340 L, 400 L, 554 L, 671 L, 1037 L, 1364 L
- Equipé de porte vitrées coulissantes
- Avec réfrigérants aux hydrocarbures [HC] naturels pour un impact minimal sur l'environnement
- Eclairage LED
- Alarmes visuelles et sonores paramétrables
- Panneau de contrôle protégé par mot de passe
- Alimentation électrique 220/230/240 V, 50 Hz
- Ventilation forcée
- Fermeture à clé



MPR-722-PE



MPR-1412-PE

| Modèle                           | MPR-S150H-PE                       | MPR-S300H-PE                        | LPR-400-PE                            | MPR-S500H-PE                          | MPR-722-PE*                         | MPR-1014-PE                           | MPR-1412-PE                           |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Capacité (litres)                | 158                                | 340                                 | 400                                   | 554                                   | 684                                 | 1037                                  | 1364                                  |
| Température (°C)                 | +2 à +14                           | +2 à +14                            | +2 à +14                              | +2 à +14                              | +2 à +23                            | +2 à +14                              | +2 à +23                              |
| L x P x H externe / interne (mm) | 800 x 500 x 1120 / 720 x 360 x 725 | 800 x 500 x 1820 / 720 x 360 x 1425 | 610 x 716 x 1 886 / 516 x 550 x 1 467 | 900 x 650 x 1 824 / 800 x 510 x 1 425 | 770 x 920 x 1955 / 650 x 710 x 1500 | 1800 x 600 x 1790 / 1700 x 465 x 1300 | 1440 x 830 x 1950 / 1320 x 710 x 1500 |
| Portes vitrées                   | 2 portes à double vitrage          | 2 portes à double vitrage           | porte vitrée fixe                     | 2 portes à double vitrage             | 1 porte vitrée                      | 2 portes à double vitrage             | 2 portes à double vitrage             |
| Passage de câble                 | 30 mm arrière                      | 30 mm arrière                       | 30 mm arrière                         | 30 mm arrière                         | 30 mm arrière                       | 30 mm arrière                         | 30 mm arrière                         |
| Equipement intérieur standard    | 3 étagères                         | 6 étagères                          | 5 étagères                            | 6 étagères                            | 4 étagères                          | 6 étagères                            | 8 étagères                            |
| Masse (kg)                       | 73                                 | 105                                 | 81                                    | 140                                   | 174                                 | -                                     | 248                                   |
| Réf.                             | <b>299575</b>                      | <b>299590</b>                       | <b>299637</b>                         | <b>299624</b>                         | <b>099080B</b>                      | <b>099243</b>                         | <b>099081B</b>                        |
| €                                | NC -                               | NC -                                | NC -                                  | NC -                                  | NC -                                | NC -                                  | NC -                                  |

\* Option disponible

### Option

| Réf.           | Désignation                          | €    |
|----------------|--------------------------------------|------|
| <b>099394B</b> | Etagère coulissante pour MPR-722-PE* | NC - |

\* Précisez la hauteur à la commande

## Réfrigérateur/congélateur PHCBI +2 °C à +14 °C / - 20 °C à - 30 °C - série MPR

- 1 seul appareil pour 2 zones de températures différentes
- Performances de réfrigération supérieures
- Alarmes visuelles et sonores

| Modèle              | MPR-450FH-PE          |                 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|
|                     | Réfrigérateur         | Congélateur     |
| Capacité (litres)   | 340                   | 82              |
| Température (°C)    | +2 à +14              | -20 à -30       |
| L x P x H ext. (mm) | 810 x 640 x 1838      |                 |
| L x P x H int. (mm) | 720 x 516 x 913       | 415 x 470 x 680 |
| Equipement int.     | 2 grandes / 3 petites | 1               |
| Poids (kg)          | 129                   |                 |
| Réf.                | <b>099086B</b>        |                 |
| €                   | NC -                  |                 |

| Modèle              | MPR-715F-PE      |                 |
|---------------------|------------------|-----------------|
|                     | Réfrigérateur    | Congélateur     |
| Capacité (litres)   | 415              | 176             |
| Température (°C)    | +2 à +14         | -15 à -35       |
| L x P x H ext. (mm) | 900 x 715 x 1910 |                 |
| L x P x H int. (mm) | 810 x 615 x 1894 | 770 x 552 x 422 |
| Equipement int.     | 3 étagères       | 2 étagères      |
| Poids (kg)          | 170              |                 |
| Réf.                | <b>099981</b>    |                 |
| €                   | NC -             |                 |



MPR-450FH-PE