

Hottes chimiques à recirculation d'air Trionyx



- Conformes à la norme NF X 15-211
- Interface Filtralarme 5 à écran tactile
- Parois et vitre en PMMA transparent
- Régulation automatique du flux d'air
- Passages de câbles sur les parois
- Livrées sans filtres, à compléter par des filtres au choix
- 3 configurations au choix :
 - 1 filtre chimique (1C)
 - 2 filtres chimiques (2C)
 - un filtre HEPA et 2 filtres chimiques (H2C)



Modèle	H061D+	H061Z+	H091D+	H092D+	H092Z+	H122D+	H122Z+
Dim. int. l x p x h (mm)	545 x 505 x 735		845 x 700 x 935		1145 x 700 x 935		
Nb. colonnes moteur	1				2		
Type d'ouverture	2 mains	Trapèze	2 mains	2 mains	Trapèze	2 mains	Trapèze
Dim. ext. (l x p x h) (mm)	600 x 650 x 950		900 x 750 x 1160		1200 x 750 x 1160		
Poids (kg)	23						
Réf. config 1C	960593	960597	960601	960605	960609	960617	960621
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. config 2C	960594	960598	960602	960606	960610	960618	960622
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -
Réf. config H2C	-	-	-	960608	960612	960620	960624
€	-	-	-	NC -	NC -	NC -	NC -

Plan de travail

Plan de travail en mélaminé avec bac de rétention	060467		060490	060491
	NC -		NC -	NC -
Plan de travail en verre avec bac de rétention	060475		060493	060494
	NC -		NC -	NC -

Meubles support

Table tubulaire sur pieds	060476B		-	-
	NC -		-	-
Table tubulaire à roulettes	060466		960354	960385
	NC -		NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
960664	Détecteur de saturation pour vapeurs organiques *	NC -
960662	Détecteur de saturation pour vapeurs corrosives *	NC -
960663	Détecteur de saturation pour vapeurs de formaldéhyde *	NC -
960661	Détecteur de saturation pour vapeurs d'ammoniac *	NC -
060478	Lumière intégrée extérieure	NC -

* Obligatoire pour une hotte de classe 1.

Filtres à charbon actif

Réf.	Désignation	€
060374	Filtre Hepa H14 pour manipulation de poudre *	NC -
060373	Support de filtre Hepa *	NC -
060288	Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques	NC -
060168	Filtre à charbon actif pour vapeurs corrosives	NC -
960302	Filtre à charbon actif pour vapeurs de formaldéhyde	NC -
060477	Filtre à charbon actif pour vapeurs d'ammoniac	NC -

* Filtre Hepa et support associé à combiner pour l'utilisation.