

Lyophilisateurs TELSTAR



Les lyophilisateurs TELSTAR sont les parfaits appareils pour la conservation de vos échantillons.

Ils répondent à de nombreuses demandes grâce à leurs multiples possibilités de configuration de la plus simple à la plus exigeante, et assurent qualité et facilité d'utilisation.

- Température du condenseur : -55 °C ou -85 °C
- Une capacité en glace jusqu'à 6 kg /24 heures
- Condenseur en inox 316L pour une bonne résistance chimique
- Une lyophilisation en manifolds, en chambre ou sur plateaux
- Des capacités et des accessoires variés pour des configurations les plus diverses et variées
- Ecran tactile pour le réglage et l'affichage des paramètres
- A équiper d'une pompe (cf. accessoires)

Deux versions disponibles

- + un contrôle standard avec le LYOQUEST : réglage et contrôle manuel de la pression et du réglage de la température des étagères
- + un contrôle évolué avec le LYOQUEST Plus pour un réglage automatique de la pression et de la température

Modèle	LYOQUEST-55	LYOQUEST-85
Capacité du condenseur	8 (5 kg/24h)	8 (6 kg/24h)
Température finale de condensation	< - 55	< - 85
Composition du condenseur	AISI 316L	AISI 316L
Dimensions H x l x p (mm)	480 x 425 x 575	480 x 425 x 575
Poids (kg)	65	70
Alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Version	Standard Plus	Standard Plus
Réf.	342000 342002	342001 342004
€	NC - NC -	NC - NC -

Accessoires pour LYOQUEST et LYOQUEST Plus

Réf.	Désignation	€
342008	Chambre standard méthacrylique Ø 220 mm 3 étages pour LYOQUEST	NC -
342005	Collecteur 8 postes avec vanne 3 voies et connexions 29/32	NC -
342021	Collecteur 40 postes Ø 13 mm pour ampoules	NC -
342006	Adaptateur pour collecteurs et chambre large capacité pour LYOQUEST	NC -
342028	Plateau récupérateur	NC -

Accessoires pour LYOQUEST Plus

Réf.	Désignation	€
342007	Chambre standard méthacrylate Ø 220 mm 3 étages pour LYOQUEST Plus	NC -
342059	Chambre 8 collecteurs	NC -

Pompe à vide

Réf.	Désignation	€
342009	Pompe à vide Ulvac LYOQUEST 8,1 m3 /h	NC -
342019	Pompe à palette	NC -



Astuce

Retrouvez l'ensemble de nos gammes de lyophilisateurs sur Dutscher.com

