

## Distributeurs de réactif en microplaques Multidrop Combi



228426

- Distribution rapide et précise
- Compacts, pour une intégration facile sur vos robots ou sur la paillasse
- Facilité d'utilisation et de programmation
- Maintenance aisée grâce aux cassettes de distribution autoclavables
- Suivi de l'usure des cassettes grâce à une puce RFID
- Récupération du volume mort pour les réactifs onéreux
- Robotisables (nous contacter)
- Livrés avec le logiciel FILLit

### Multidrop Combi SMART+ :

- + Procure un système de traçabilité avancé intégré au distributeur Multidrop Combi
- + Améliore la fiabilité et la traçabilité de la durée de vie de la cassette

Modèle	Multidrop Combi nL
Type de plaques	96, 384 et 1536 puits, deepwells
Plage de volume	50 nl à 50 µl
Capacité de remplissage	Lignes, colonnes, puits séquentiels
Vitesse de distribution	<b>Plaque à 384 puits :</b> 50 nl en 6 secondes, 1 µl en 8 secondes <b>Plaque à 1536 puits :</b> 50 nl en 21 secondes, 1 µl en 27 secondes
Volume mort	< 1,2 ml
Dim. L x P x H (cm)	35,5 x 37,5 x 22 cm
Poids (kg)	9,6
Réf.	<b>228426</b>
€	<b>NC -</b>

### Cassettes

Réf.	Désignation	€
047827	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl)	NC -
047828	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl)	NC -
047963	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl) (les 5)	NC -
047964	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl) (les 5)	NC -
047829	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	NC -
047830	Cassette standard tube (5 - 2500 µl) (les 5)	NC -
047831	Cassette standard tube (5 - 2500 µl) (les 10)	NC -



**VOIR LA SUITE**

Page étendue suite à modification

## Loupes éclairantes 8 LEDS et 1 UV



- Lentille en verre acrylique
- Eclairage à LEDS et UV
- Piles : 3 x AAA (non incluses)

	x 2,5	x 4
Grossissement lentille	x 2,5	x 4
Grossissement double foyer	x 6	Sans
Ø lentille (mm)	90	60
Dimensions (l x p x h) (mm)	90 x 40 x 50	60 x 40 x 30
Poids (g)	100	120
Eclairage	8 LED + 1 UV	
Réf.	<b>095408</b>	<b>098461</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

## Loupe à main éclairante



- Avec une lentille en verre acrylique, pour observation en milieu sombre
- S'utilise avec 3 piles AAA (non incluses)

Grossissement	x 4
Ø verre (mm)	65
Poids (g)	90
Eclairage	2 LED Ø 5 mm
Réf.	<b>095402</b>
€	<b>NC -</b>

## Loupe éclairante convertible



- En verre acrylique
- Double foyers 2,5 x Ø 90 mm + 8 x Ø 25 mm
- Lentille aplanétique (sans déformation de l'image), achromatique (sans irisation)
- Eclairage blanc, 10 leds
- Utilisable à la main ou posé sur son pied pliable
- Alimentation par 2 piles AA (non fournies) ou sur secteur (adaptateur inclus)
- Dimensions : 290 x 100 x 25 mm
- Poids : 260 g

Réf.	Désignation	€
098486	Loupe à main éclairante avec pied rétractable	NC -

Distributeurs de réactif en microplaques Multidrop Combi



228426



- Distribution rapide et précise
- Compacts, pour une intégration facile sur vos robots ou sur la paillasse
- Facilité d'utilisation et de programmation
- Maintenance aisée grâce aux cassettes de distribution autoclavables
- Suivi de l'usure des cassettes grâce à une puce RFID
- Récupération du volume mort pour les réactifs onéreux
- Robotisables (nous contacter)
- Livrés avec le logiciel FILLit

**Multidrop Combi SMART+ :**

- + Procure un système de traçabilité avancé intégré au distributeur Multidrop Combi
- + Améliore la fiabilité et la traçabilité de la durée de vie de la cassette

Modèle	Multidrop Combi nL	Multidrop Combi+	Multidrop Combi SMART+
Type de plaques	96, 384 et 1536 puits, deepwells	6, 96, 384 et 1536 puits, deepwells	6, 96, 384 et 1536 puits, deepwells
Plage de volume	50 nl à 50 µl	0,5 à 2 500 µl	0,5 à 2 500 µl
Capacité de remplissage	Pompe péristaltique	Pompe péristaltique	Soupape sous pression
Vitesse de distribution	<p><b>Plaque à 384 puits :</b> 50 nl en 6 secondes, 1 µl en 8 secondes</p> <p><b>Plaque à 1536 puits :</b> 50 nl en 21 secondes, 1 µl en 27 secondes</p>	<p><b>Plaque 96 puits :</b> 10 µl en 5 secondes, 20 µl en 5 secondes, 100 µl en 10 secondes</p> <p><b>Plaque 384 puits :</b> 1 µl en 6 secondes, 5 µl en 9 secondes, 10 µl en 13 secondes, 20 µl en 21 secondes</p> <p><b>Plaque 1536 puits :</b> 1 µl en 15 secondes, 5 µl en 28 secondes</p>	<p><b>Plaque 96 puits :</b> 10 µl en 5 secondes, 20 µl en 5 secondes, 100 µl en 10 secondes</p> <p><b>Plaque 384 puits :</b> 1 µl en 6 secondes, 5 µl en 9 secondes, 10 µl en 13 secondes, 20 µl en 21 secondes</p> <p><b>Plaque 1536 puits :</b> 1 µl en 15 secondes, 5 µl en 28 secondes</p>
Volume mort	< 1,2 ml	< 1 ml	< 1 ml
Dim. L x P x H (cm)	35,5 x 37,5 x 22 cm	35,5 x 22 x 33 cm	35,5 x 22 x 33 cm
Poids (kg)	9,6	9,1	9,1
Réf.	<b>228426</b>	<b>230009</b>	<b>230010</b>
€	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>	<b>NC -</b>

**Cassettes**

Réf.	Désignation	Multidrop Combi nL	Multidrop Combi+	Multidrop Combi SMART+	Unités/boîte	€/boîte
047827	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl)	√	√	√	1	NC -
047828	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl)	√	√	√	1	NC -
047963	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl)	√	√	√	5	NC -
047964	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl)	√	√	√	5	NC -
047829	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	√	√	√	1	NC -
047830	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	√	√	√	5	NC -
047831	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	√	√	√	10	NC -
230011	Cassette small tube tips plastique (0,5 - 50 µl)	-	-	√	1	NC -
230012	Cassette small tube tips métal (0,5 - 50 µl)	-	-	√	1	NC -
230013	Cassette standard tube (5 - 2500 µl)	-	-	√	1	NC -
230014	Cassette standard tube long 200 cm (5 - 2500 µl)	-	-	√	1	NC -