

Pompe péristaltique Integra Dose-It



- Livré complet avec tuyau silicone Ø 4 mm, tubes d'aspiration, collet et raccord pipette-tuyaux

Interface	Digitale
Débit (ml / min)	0,6 - 5000
Mode distribution : gamme de volume (ml)	0,1 - 9999
Mode d'utilisation	Continu, minuteur, programmes
Minuteur	1 sec à 99 h 59 min
Programmation	20 programmes, 20 étapes
Interface de communication	RS232
Dimensions (l x p x h) (mm)	203 x 210 x 191
Poids (kg)	3,5
Réf.	171000
€	NC -

Tuyaux silicone

Réf.	Ø int (mm)	Débit (ml/min)	Longueur (mm)	€
171021	1	0,6 - 52	2,5	NC -
171022	2	2,1 - 203	2,5	NC -
171023	3	4,8 - 475	2,5	NC -
171024	4	8,4 - 837	2,5	NC -
171026	6	16 - 1634	2,5	NC -
171028	8	25 - 2488	2,5	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
060316	Pédale de commande	NC -
171081	Interrupteur de paillasse	NC -
171091	Potence avec bras pour fixation du tuyau	NC -
171090	Kit de superposition de tête	NC -
171088	Set de tuyaux pour double-tête (Ø 8 mm)	NC -
171077	5 connecteurs de pipettes	NC -

Embouts de distribution/aspiration en acier inox

Réf.	Pour tuyau Ø int (mm)	Longueur (mm)	€
171051	1	10	NC -
171052	2	10	NC -
171053	3	10	NC -
171054	4	10	NC -
171056	6	10	NC -
171058	8	10	NC -
171064	4	35	NC -
171066	6	35	NC -
171068	8	35	NC -

Pompes péristaltiques Flexipump



- Simple d'utilisation : 1 seul bouton
- Distribution de 50 µl à 99 litres
- Livré avec tuyau de 3,2 mm

FlexiPump pro

- 2 têtes de distribution
- Traçabilité garantie par une connexion USB et RS232, pour connexion à un PC ou une imprimante
- Livré avec tuyaux 3,2 et 6,4 mm

Modèle	FlexiPump	FlexiPump pro
Interface	Digitale	
Vitesse (rpm)	10 - 550	
Débit / tête (ml / min)	1,5 - 1250	
Mode distribution : Gamme de volume (ml)	0,05 - 99000	
Mode distribution : Précision volume	9 ml : 1,8 % 18 ml : 1 % 225 ml : 0,5 %	9 ml : 0,9 % 18 ml : 0,5 % 225 ml : 0,4 %
Mode d'utilisation	Continu, volume, distribution	
Programmation	32 programmes personnalisables	
Interface de communication	-	USB, RS232
Dimensions (l x p x h) (mm)	161 x 273 x 208	161 x 332 x 208
Poids (kg)	5,4	5,55
Indice de protection	IP31	
Réf.	150360	150356
€	NC -	NC -

Accessoires

Réf.	Désignation	€
150362	Pédale à pied	NC -
150361	Pistolet de distribution	NC -
150363	Bras de distribution ajustable	NC -