

Thermosoudeuses à défilement continu LEF

- Boîtier en acier inox et epoxy
- Cellule de démarrage automatique
- Arrêt automatique en cas de surchauffe (250 °C)
- Démarrage de la soudure lorsque la température cible est atteinte
- Répond aux norme EN 868-5 & DIN 58953-7
- Rapport QI QI QP disponible en option



Thermosoudeuses e-FLEX et e-PRINT


- Menu graphique multifonctions
- Connexion USB et ethernet pour enregistrement des données
- Carnet d'entretien et de maintenance numérique intégré
- Fonction d'auto-test pour édition d'un rapport ISO 11607-2

Modèle	TS 45 DN	TS 46	TS 46 N	e-FLEX	TS 47	TS 47 N	e-PRINT
Interface	Digitale			Tactile	Digitale		Tactile
Température (°C)	20-230 °C						
Tolérance temp.	0,02						
Puissance de chauffe (W)	400 W max.						
Profondeur guide (mm)	Fixe 30			0 - 30			
Longueur de soudure (mm)	Illimitée						
Largeur de soudure (mm)	15						
Vitesse de défilement	7,2 m/min			10 m/min			
Impression sur sachets	-	-	-	-	Oui		
Norme EN ISO 11607-2	Oui	-	Oui	Oui	-	Oui	Oui
Scanner de code barre	-	-	-	Option	Oui		
Dimensions avec guide (l x p x h) (mm)	350 x 260 x 140		439 x 244 x 162		555 x 265 x 178		
Poids (kg)	8	10,5		11	13,5		14
Réf.	096033	-	096949	097031	-	096947	097032
€	NC -	-	NC -	NC -	-	NC -	NC -

Thermosoudeuse à défilement continu Seal-Com 2

- Arrêt automatique en cas de dérive de température ($\pm 4^\circ\text{C}$)
- Signal acoustique de début de cycle

Interface	Digitale
Température (°C)	60 - 220
Tolérance temp.	1 %
Puissance de chauffe (W)	500
Profondeur guide (mm)	0 - 35
Longueur de soudure (mm)	Illimitée
Largeur de soudure (mm)	12
Vitesse de défilement	10 m/min
Dimensions (l x p x h) (mm)	490 x 260 x 136
Poids (kg)	15
Poids (kg)	5,2
Réf.	341104
€	NC -



Thermosoudeuses sous vide

Soude-sacs à aspiration d'air automatique

- Puissance : approx. 160 W
- Vide d'air automatique
- Fil de soudure et fil de coupure
- Hublot de contrôle
- Fonctions vide d'air et soudure avec voyant lumineux
- Livré avec un rouleau de feuilles 28,5 cm de large
- Rangement de cordon

Réf.	Désignation	Unités/ carton	€/carton
067236	Soude-sacs 160 W	1	NC -
067211B	Bobine 10 m x 28,5 cm pour soude sac 067210B	3	NC -

