

Platines Petriturn-E et Petriturn-M pour boîtes de Petri



Voir page 350

Bacs avec couvercle en LDPE

Thermo SCIENTIFIC HALOGENE

En polyéthylène basse densité (LDPE).

- A parois épaisses : 3,9 mm
- Résistant à la plupart des acides, alcools et bases
- Bonne résistance à l'abrasion

Réf.	Capacité (l)	L x l x h (cm)	€
028990	8	20 x 20 x 20	NC -
028991	23	36 x 25 x 25	NC -
028992	27	31 x 31 x 31	NC -
028993	42	46 x 31 x 31	NC -



CONSOMMABLES
USAGE UNIQUE

Caisse ajourée recyclée

Gilac Hygiène & Médical

- En PEHD recyclé
- Agréé contact alimentaire
- Pour le stockage d'ingrédients
- Poignée intégrée
- Compatible socle 4 et 6 roues
- Couleur verte

Réf.	Volume (l)	Dimensions (L x l x h) (mm)	€
212201	15	600 x 400 x 135	NC -
212202	40	600 x 400 x 200	NC -
212203	60	600 x 400 x 300	NC -
212212	27	600 x 400 x 146	NC -
212213	37	600 x 400 x 197	NC -



Socles

Réf.	Désignation	€
212020B	Socle 4 roues pivotantes noir	NC -
212100	Socle 4 roues pivotantes jaune	NC -
212056	Socle 6 roues - gris	NC -



Bac de stockage

Gilac Hygiène & Médical

- Dimensions 600 x 400 x 90 mm
- Translucide
- Empilable avec et sans couvercle
- Angles et fonds arrondis : facilité de nettoyage
- Paroi verticale sans rebord
- Fond totalement plat
- En polypropylène
- Agréé contact alimentaire

Réf.	Désignation	€
212200	Bac plat 15 litres	NC -

