

## Réservoirs de stockage rond / rectangulaire



- Fabrication sans soudure
- En polyéthylène basse densité
- Incassables
- Livrés sans couvercle
- Agréés contact alimentaire

### Modèle rectangulaire

Vol. (l)	Dim. intérieures L x l x H (mm)	Epaisseur (mm)	Réf.	€	Couvercle adapté	
					Réf.	€
13	220 x 220 x 410	5	<a href="#">795925</a>	NC -	<a href="#">795946</a>	NC -
23	540 x 370 x 130	5	<a href="#">795848</a>	NC -	<a href="#">795947</a>	NC -
40	390 x 190 x 620	5	<a href="#">795849</a>	NC -	<a href="#">795948</a>	NC -
45	600 x 600 x 165	5	<a href="#">795926</a>	NC -	<a href="#">795949</a>	NC -
48	400 x 400 x 300	5	<a href="#">795927</a>	NC -	<a href="#">795950</a>	NC -
50	1000 x 320 x 160	5	<a href="#">795928</a>	NC -	<a href="#">795951</a>	NC -
56	315 x 315 x 635	5	<a href="#">795929</a>	NC -	<a href="#">795952</a>	NC -
70	460 x 310 x 570	5	<a href="#">795930</a>	NC -	<a href="#">795953</a>	NC -
85	600 x 340 x 480	5	<a href="#">795931</a>	NC -	<a href="#">795954</a>	NC -
90	600 x 400 x 410	6	<a href="#">795932</a>	NC -	<a href="#">795955</a>	NC -
100	780 x 460 x 320	6	<a href="#">795933</a>	NC -	<a href="#">795956</a>	NC -
115	500 x 400 x 600	6	<a href="#">795934</a>	NC -	-	-
118	600 x 250 x 820	6	<a href="#">795935</a>	NC -	<a href="#">795957</a>	NC -
130	710 x 330 x 560	6	<a href="#">795936</a>	NC -	<a href="#">795958</a>	NC -
150	600 x 400 x 630	6	<a href="#">795937</a>	NC -	<a href="#">795959</a>	NC -
155	600 x 500 x 560	6	<a href="#">795938</a>	NC -	<a href="#">795960</a>	NC -
165	780 x 500 x 420	6	<a href="#">795939</a>	NC -	<a href="#">795961</a>	NC -
190	600 x 400 x 800	6	<a href="#">795940</a>	NC -	<a href="#">795962</a>	NC -
250	1000 x 600 x 450	6	<a href="#">795941</a>	NC -	<a href="#">795963</a>	NC -
260	800 x 600 x 600	7	<a href="#">795942</a>	NC -	<a href="#">795964</a>	NC -
285	600 x 600 x 820	7	<a href="#">795943</a>	NC -	<a href="#">795965</a>	NC -
320	1000 x 400 x 800	7	<a href="#">795944</a>	NC -	<a href="#">795966</a>	NC -
400	860 x 560 x 840	7	<a href="#">795945</a>	NC -	<a href="#">795967</a>	NC -

### Modèle rond

Vol. (l)	Dim. intérieures (ø x H) mm	Epaisseur (mm)	Réf.	€	Couvercle adapté	
					Réf.	€
14	245 x 325	5	<a href="#">795969</a>	NC -	<a href="#">795968</a>	NC -
25	310 x 390	5	<a href="#">795971</a>	NC -	<a href="#">795970</a>	NC -
30	310 x 430	5	<a href="#">795973</a>	NC -	<a href="#">795972</a>	NC -
35	320 x 530	5	<a href="#">795975</a>	NC -	<a href="#">795974</a>	NC -
50	410 x 480	5	<a href="#">795977</a>	NC -	<a href="#">795976</a>	NC -
55	310 x 915	5	<a href="#">795979</a>	NC -	<a href="#">795978</a>	NC -
60	410 x 530	5	<a href="#">795981</a>	NC -	<a href="#">795980</a>	NC -
80	430 x 590	5	<a href="#">795983</a>	NC -	<a href="#">795982</a>	NC -
85	390 x 710	5	<a href="#">795985</a>	NC -	<a href="#">795984</a>	NC -
100	470 x 680	5	<a href="#">795987</a>	NC -	<a href="#">795986</a>	NC -
110	540 x 540	6	<a href="#">795989</a>	NC -	<a href="#">795988</a>	NC -
120	470 x 720	6	<a href="#">795991</a>	NC -	<a href="#">795990</a>	NC -
145	600 x 510	6	<a href="#">795993</a>	NC -	<a href="#">795992</a>	NC -
150	550 x 730	6	<a href="#">795995</a>	NC -	<a href="#">795994</a>	NC -
160	60 x 1020	6	<a href="#">795997</a>	NC -	<a href="#">795996</a>	NC -
180	540 x 820	6	<a href="#">795999</a>	NC -	<a href="#">795998</a>	NC -
200	560 x 840	6	<a href="#">796039</a>	NC -	<a href="#">796038</a>	NC -
205	800 x 440	6	<a href="#">796041</a>	NC -	<a href="#">796040</a>	NC -
210	540 x 950	6	<a href="#">796043</a>	NC -	<a href="#">796042</a>	NC -
250	550 x 1040	6	<a href="#">796045</a>	NC -	<a href="#">796044</a>	NC -
290	740 x 770	6	<a href="#">796047</a>	NC -	<a href="#">796046</a>	NC -
300	690 x 830	6	<a href="#">796049</a>	NC -	<a href="#">796048</a>	NC -
400	760 x 1050	6	<a href="#">796051</a>	NC -	<a href="#">796050</a>	NC -
850	970 x 1170	7	<a href="#">796053</a>	NC -	<a href="#">796052</a>	NC -

### Accessoires

Réf.	Désignation	€
<a href="#">795924</a>	Raccord filetage 3/4"	NC -
<a href="#">670176</a>	Robinet StopCock	NC -
<a href="#">090006</a>	Robinet d'écoulement Compact	NC -



## Boîtes hermétiques



- En polypropylène
- Résistantes de -40 °C à +90 °C
- Etiquette permanente intégrée

Réf.	Dimensions L x l x H (mm)	Volume (l)	Unités/carton	€/carton
<a href="#">540024B</a>	325x265x150	10	6	NC -

## Cuvettes carrées ou rondes



Cuvettes carrées ou rondes en polyéthylène basse densité (LDPE) blanc.

- Usage universel
- Très résistantes
- Munies d'un large rebord pour une bonne préhension

### Cuvettes rondes

Réf.	Volume (l)	Ø x h (mm)	€
<a href="#">001203</a>	4,5	320 x 95	NC -
<a href="#">001204</a>	7,5	350 x 125	NC -
<a href="#">001205</a>	9	390 x 125	NC -
<a href="#">001206</a>	14	430 x 175	NC -

### Cuvettes carrées

Réf.	Volume (l)	Dim. (mm) L x l x h	€
<a href="#">001197</a>	1	160 x 160 x 65	NC -
<a href="#">001198</a>	3	220 x 220 x 90	NC -
<a href="#">001199</a>	4,5	260 x 260 x 110	NC -
<a href="#">001200</a>	7	300 x 300 x 125	NC -
<a href="#">001201</a>	10	350 x 350 x 130	NC -
<a href="#">001202</a>	12	390 x 390 x 140	NC -
<a href="#">001316</a>	16	400 x 350 x 200	NC -