

Bouteilles PTFE blanc



- Conformes USP
- Excellente résistance chimique
- Paroi lisse
- Résistants à 400 °C

Réf.	Volume (ml)	Ø (mm)	Hauteur (mm)	€
144040	1	16	27	NC -
144041	5	22	35	NC -
144042	10	26	50	NC -
144043	25	33	61	NC -
144044	50	43	76	NC -
144045	100	52	88	NC -
144046	250	67	115	NC -
144047	500	80	150	NC -
144048	1000	100	185	NC -
144049	2000	120	240	NC -

Bouteille aluminium



- Livrée avec bouchon inviolable non monté
- Avec joint pour assurer l'étanchéité

Réf.	Volume (ml)	Ø x h (mm)	€
144027	50	30 x 65	NC -
144028	100	40 x 115	NC -
144029	250	55 x 160	NC -
144030	500	75 x 195	NC -
144031	1000	85 x 250	NC -

Bouteille avec anse

- En polypropylène
- Agréée contact alimentaire
- Étanche
- 4 litres



Réf.	h x l x Ø int. (mm)	Unité/carton	€/carton
114058	305 x 150 x 90	6	NC -

Bouteille pour poudre et liquide 1 litre



- Étanche aux poudres et aux liquides
- Emballage individuel en salle blanche
- Stérile (SAL 10⁻⁶)
- Corps en PEHD, bouchon en PP
- Col large (52 mm)
- Agréée contact alimentaire

Réf.	Désignation	Unités/carton	€/carton
144186	Bouteille 1 l étanche aux liquides et aux poudres emballée individuellement	30	NC -