

Jerricans en HDPE

- En HDPE
- Avec homologation ONU
- Flacons seuls, bouchon en HDPE vendu séparément

Volume (l)	Dim.corps (mm)	Ø col int. (mm)	Filetage	Hauteur (mm)	Poids (g)	Homologation ONU	Coloris naturel		Coloris bleu	
							Réf.	€	Réf.	€
2	145 x 109	34,5	45	196	110	-	063427	NC -	-	-
2,5	153 x 115	34,5	45	208	125	UN 3H1/Y1.6/150	063429	NC -	-	-
3	153 x 115	34,5	45	240	140	UN 3H1/Y1.6/150	063434	NC -	-	-
5	190 x 145	40,5	50	251	250	UN 3H1/X1.9/250	063418	NC -	-	-
6	192 x 145	34,5	45	294	265	-	063426	NC -	-	-
8	230 x 190	34,5	45	270	320	-	063327	NC -	-	-
20	290 x 246	48,5	60	385	950	UN 3H1/X1.9/250	063432	NC -	063433	NC -
30	320 x 284	48,5	60	435	1250	UN 3H1/X1.9/250	063430	NC -	-	-



CONSOMMABLES
USAGE UNIQUE

Bouchons pour jerricans en HDPE

Pour jerrican(l)	1) Noir, avec bague d'inviolabilité et dégazage		2) Noir, avec bague d'inviolabilité		3) Rouge, avec bague d'inviolabilité		4) Teinte naturelle, avec robinet de vidange, rouge		5) Blanc, avec pompe doseuse	
	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€	Réf.	€
2/2,5/3	063487	NC -	063399B	NC -	063400B	NC -	063421	NC -	063490	NC -
5	063424	NC -	063428	NC -	063423	NC -	063411	NC -	-	-
6/8	063487	NC -	063399B	NC -	063400B	NC -	063421	NC -	063490	NC -
20	063422	NC -	063489	NC -	063488	NC -	063412	NC -	063342	NC -
25	063422	NC -	063489	NC -	063488	NC -	063412	NC -	063343	NC -
30	063422	NC -	063489	NC -	063488	NC -	063412	NC -	063344	NC -

Jerricans en HDPE stériles ou non stériles



Jerricans en polyéthylène haute densité pour le recueil des échantillons liquides.

Réf.	Volume (l)	Ø col (mm)	Stérile	L x l x h (mm)	Unités/carton	€/carton
030801	5**	32	Non	183 x 129,5 x 228	18	NC -
080802	10***	45	Non	217 x 174 x 372	9	NC -

** Muni d'un capuchon inviolable non jointé avec une gorge rentrante.
*** Muni d'un capuchon jointé pour une parfaite étanchéité.

Jerrican Heavy Duty

Thermo SCIENTIFIC | NALGENE



- Ouverture très large (10 cm)
- Poignée encastrée
- Graduations moulées
- En HDPE

Capacité nominale (l)	20
Capacité maximale approximative (l)	24
Ø bouchon (mm)	120
L x H x l (mm)	229 x 305 x 445
Réf.	029463
€	NC -