


Boîtes de congélation en carton hydrophobe de couleur



Boîtes en carton

Boîtes 133 x 133 mm (avec couvercle)

Boîtes de congélation en carton hydrophobe pour 81 cryotubes. Les séparateurs sont à commander séparément.

Hauteur (mm)	50	75	100
Pour cryotube	2 ml	4 ml	5 ml
Blanc	039542	039547	039552
Jaune	039543	039548	039553
Vert	039544	039549	039554
Bleu	039545	039550	039555
Rouge	039546	039551	039556
€ la boîte sans séparateur	NC -	NC -	NC -
Réf. séparateur	039572*	039573	039574
€ le séparateur	NC -	NC -	NC -

Autres séparateurs hauteur 30 mm pour boîtes 133 x 133 mm

Nb cases	196	169	144	100	64	49	36	25	16
Tubes (mm)	7	8	9	12	14	16	19	23	30
Réf.	039884	039885	039886	039887	039888	039889	039890	039891	039892
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Boîtes 136 x 136 mm (avec couvercle)

Boîtes de congélation en carton hydrophobe pour 81 cryotubes ou tubes ø 13,5 mm ou pour 100 cryotubes 12,5 mm. Les séparateurs sont à commander séparément.

Hauteur (mm)	50	50
Pour	81 cryotubes 2 ml	100 cryotubes 2 ml
Blanc	039818	039818
Jaune	039819	039819
Vert	039820	039820
Bleu	039821	039821
Rouge	039822	039822
€ la boîte sans séparateur	NC -	NC -
Réf. séparateur	039823	039824
€ le séparateur	NC -	NC -

Autres séparateurs hauteur 30 mm pour boîtes 136 x 136 mm

Nb cases	196	169	144	64	49	36	25	16
Tubes (mm)	7	8	9	14	16	19	23	30
Réf.	039575	039576	039893	039894	039526	039527	039528	039529
€	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -	NC -

Boîte de transport



Cryoboîtes en carton marquage complet



■ Cryoboîte en carton hydrophobe

■ Pour 100 microtubes


■ Marquage par :

- grille alphanumérique sur rebords externes du couvercle ;
- détrompeur sur le couvercle et sur un côté de la boîte ;
- indication N° de la boîte et date.

■ 3 hauteurs (avec couvercle) : 52 mm, 77 mm et 95 mm

Réf.	Dim. avec couvercle h x l x p (mm)	Capacité cryotubes	€
141561	52 x 136 x 136	100	NC -
141562	75 x 136 x 136	100	NC -
141563	95 x 136 x 136	100	NC -

Cryoboîte système 100



Boîte en polycarbonate pour stocker 100 tubes 1 ou 1,5 ml. Conçue uniquement pour les cryotubes système 100.

■ Autoclavable, utilisable de -196 °C à + 121 °C

■ Dimensions : 133 x 133 x 52 mm

Réf.	Désignation	Capacité	€
028050	Cryoboîte système 100	10 x 10 tubes	NC -