

Chronomètre digital 1 ligne d'affichage



- Comptage sur 24 h de 1/100^{ème} sec à 30 min et à la seconde de 30 min à 24 h
- Temps du 1^{er} et du 2^{ème} arrivés
- Temps net
- Temps intermédiaire/rattrapante «Split»
- Start/stop sonore
- Horloge / calendrier
- Alarme (réveil)
- Boîtier ABS
- Cellule photovoltaïque
- Energie solaire/Accu interne
- Fonctionnement même par faible luminosité
- Dim : 70 x 55 x 17 mm / Poids : 90 g

Réf.	Désignation	€
098423	Chronomètre à énergie solaire	NC -

Compteur ou décompteur 100 minutes



- Compteur ou décompteur
- Façade en alu brossé anti-corrosion
- Alarme 1 min / mémoire
- Mémoire du temps programmé
- Capacité : 100 min à la seconde
- Mode de fixation : béquille / aimant / fixation murale
- Ecran : 47 x 20 mm (chiffres : 17 mm)

Réf.	Désignation	€
095319B	Compteur ou décompteur 100 minutes	NC -
095370	Piles AAA	NC -

Chronomètre détectable



- Détectable par détecteur de métaux et rayons X
- Boîtier bleu vif très visible pour une identification visuelle facile
- Chronomètre scellé - réduction des risques de contamination
- 2 lignes d'affichage pour mesure temps au tour / intermédiaire et temps total au 100^{ème} de seconde

- Fonction mémoire (rappel jusqu'à 8 tours) et temps intermédiaires
- Fonction compte à rebours
- Dimensions : 62 x 82 x 22 mm

Réf.	Désignation	€
449653	Chronomètre détectable	NC -

Jumbo Timer



- Décompteur 2 canaux simultanés 24 h (par seconde)
- Compteur 24 h (par seconde)
- Horloge
- 4 affichages simultanés, 2 mémoires
- 2 alarmes 1 minute
- Décompte du temps de dépassement après alarme
- Socle pour table
- L x h x p : 95 x 140 x 15 mm

Réf.	Désignation	€
045305	Jumbo Timer	NC -
095705	Pile de recharge 1,5 V R03 (les 10)	NC -

Chronomètre Traceable®



Canal	1	4	3
Capacité	99 minutes 99 secondes	99 heures 59 minutes 59 secondes	99 heures 59 minutes 59 secondes
Précision	0,01%	0,01%	0,00%
Résolution	1 seconde	1 seconde	1 seconde
Caractéristiques	Ecran large, mémoire, gros bouton	Alarme, heure 12/24 heures	Alarme, horloge
Mémoire	oui	oui	oui
Fonction	Décompteur	Compteur / décompteur	Compteur / décompteur
Couleur	Noire	Blanc	Blanc
Réf.	842232	842233	842234
€	NC -	NC -	NC -